



Wound Probe®

Sonde zur Abschätzung von Wundgröße und -form

DE

Produktbeschreibung

Advancis Medical Wound Probe® ist ein Einweg-Wundmessstäbchen zur Ermittlung der Tiefe einer Wunde.

Anwendungsgebiete

Druckgeschwüre, Sinuse, Wunden mit unbekannter Tiefe.

Gegenanzeigen

Nicht verwenden, wenn die Wundöffnung kleiner als die Breite der Sonde ist.

Gebrauchsanleitung

Verwenden Sie die Sonde, um die Wunde zu messen, indem Sie sie in die Wunde einführen. Wenn die Wundöffnung kleiner als die Breite der Sonde ist, sollte eine andere Form der Abschätzung verwendet werden und die Sonde sollte nicht eingeführt werden.

Wie oft sollte man wechseln?

Einmalartikel. Nach Abschätzung der Wunde entsorgen.

Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

Wound Probe®

Sonde d'évaluation de la taille et de la forme des plaies

FR

Description du produit

Wound Probe® d'Advancis Medical est une sonde sous forme de bâtonnet jetable destinée à évaluer la profondeur d'une plaie.

Indications

Escarres de décubitus, sinus, plaies de profondeur inconnue.

Contre-indications

Ne pas utiliser si l'ouverture de la plaie est plus petite que la largeur de la sonde.

Mode d'emploi

Insérez la sonde dans la plaie pour en évaluer la profondeur. Si l'ouverture de la plaie est plus petite que la largeur de la sonde, une autre forme d'évaluation doit être utilisée et la sonde ne doit pas être insérée.

Fréquence de changement

À usage unique, jeter après évaluation de la plaie.

Élimination

Éliminer avec les déchets cliniques.

Wound Probe®

Sonda do oceny wielkości i kształtu ran

PL

Opis produktu

Sonda Wound Probe® firmy Advancis Medical to jednorazowa paleczka do oceny ran przeznaczona do określania głębokości ran.

Wskazania

Odleżyny, zatoki, rany o nieznannej głębokości.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku, gdy otwór rany jest węższy niż szerokość sondy.

Sposób użycia

Sondy należy użyć do oceny rany, umieszczając ją w ranie. Jeśli otwór rany jest węższy niż szerokość sondy wówczas zastosować należy inną metodę oceny i nie wprowadzać sondy do rany.

Częstość zmian

Produkt jednorazowego użytku. Po wykorzystaniu produkt należy zutylizować.

Utylizacja

Utylizować jak odpady kliniczne.

Wound Probe®

Wound size and shape
assessment probe

Instructions for use

Advancis
Medical

Wound Probe®

Wound size and shape assessment probe

EN

Product description
Advancis Medical Wound Probe® is a disposable wound assessment stick designed to determine the depth of a wound.

Indications
Pressure ulcers, sinuses, wounds with an unknown depth.

Contra-indications
Do not use if wound opening is smaller than width of probe.

Directions for use
Use the probe to assess the wound by inserting into the wound. If the wound opening is smaller than the width of the probe a different form of assessment should be used and the probe should not be inserted.

Frequency of change
Single use, dispose of after assessment of wound.

Disposal
Dispose as clinical waste.

Wound Probe®

Beoordelingstest voor de grootte en de vorm van de wond

NL

Productbeschrijving
Advancis Medical Wound Probe® is een steriel meetinstrument voor eenmalig gebruik om de diepte van de wond te bepalen en te beschrijven.

Indicaties
Decubitas (doorligwonden), sinusen, wonden met onbekende diepte.

Contra-indicaties
Niet gebruiken als wond opening kleiner is dan breedte van de sonde.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik de probe om de wond te meten en te beoordelen door de wond binnen te gaan. Als de wondopening kleiner is dan de breedte van de sonde dient een andere beoordeelingsvorm gebruikt te worden en mag de sonde niet in de wond worden gestoken.

Frequentie van verwisseling
Voor eenmalig gebruik, weggoeden na beoordeling van de wond.

Afval
Afvoeren als ziekenhuisafval.

Advancis Medical

Advancis Medical, Lowmoor Business Park,
Kirby-in-Ashfield, Nottingham, NG17 7JZ, England
Tel: +44 (0) 1623 751500
Fax: +44 (0) 871 264 8238
Email: info@advancis.co.uk
Web: www.advancis.co.uk

Wound Probe®

Yara büyüklüğü ve şekli degerlendirme probu

TR

Urün tanımı
Advancis Medical Wound Probe®, yara derinliğini belirlemek üzere tasarlanmış, tek kullanımlık bir yara degerlendirme çubuğudur.

Endikasyonlar
Bilmeven derinlikte basi ülserler, sinusler, yaralar.

Kontraindikasyonlar
Yara açığı, prob genişliğinden daha küçükse kullanmayın.

Kullanım talimatları
Probu, yaraya sokarak yarı degerlendirme için kullanın. Yara açığı prob genişliğinden küçükse, farklı bir degerlendirme şekli kullanımlı ve prob sokulmamalıdır.

Değistirme sikligi
Tek kullanımlıdır, yaranın degerlendirilmesinden sonra atılmalıdır.

İmha
Klinik atık olarak imha edin.