


FFP2 maschera

Istruzioni per l'uso


Prima di aprire e toccare la maschera, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per mani a base di alcol (contenuto alcolico >60%).
Aprire la maschera, una mano per lato.
Infilare la maschera sopra la bocca e il naso e tirare le cinghie sopra la testa.
Premere la graffetta del ponte del naso per adattarla al vostro naso.
Controllare che la maschera sia ben aderente al viso. Coprire la maschera con entrambe le mani, inspirare ed espirare con forza per controllare eventuali perdite d'aria dal bordo della maschera. Regolare se necessario.



Precauzioni

Questa maschera è per uso singolo (max. 8 ore). Non riutilizzare la maschera.
Questa maschera non è adatta per la protezione da gas nocivi, vapore e aerosol oleosi.
Questa maschera non genera ossigeno e non è adatta per l'uso in atmosfere esplosive o ambienti anossici, operazioni subacquee, durante l'evacuazione o ambienti di lotta antincendio.
Non utilizzare la maschera se non si avverte un buon effetto di adesione tra il viso e il bordo della maschera durante l'uso.
Se durante l'uso si riscontra che la maschera è danneggiata, sostituirla con una nuova.
È improbabile che i requisiti di tenuta siano soddisfatti se i peli del viso si trovano sotto la linea di tenuta sul viso.

Pittogrammi spiegati




Importatore:
Furber AG, Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil, +41 (0)62 889 80 80

FFP2 masque

Mode d'emploi


Avant d'ouvrir et de toucher le masque, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool (teneur en alcool >60 %).
Ouvrez le masque, une main de chaque côté.
Placez le masque sur votre bouche et votre nez et tirez les sangles sur votre tête.
Appuyez sur le clip de l'arête nasale pour l'ajuster à votre nez. Vérifiez la bonne adhérence entre le masque et votre visage. Couvrez le masque avec les deux mains, inspirez et expirez fortement pour vérifier s'il n'y a pas de fuite d'air au niveau du bord du masque. Ajustez le masque si nécessaire.



Précautions

Ce masque est à usage unique (max. 8 heures). Ne pas réutiliser le masque.
Ce masque n'est pas adapté à la protection contre les gaz nocifs, la vapeur et les aérosols huileux.
Ce masque ne génère pas d'oxygène et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères explosives ou des environnements anoxiques, à des opérations sous-marines, lors d'une évacuation ou dans un environnement de lutte contre l'incendie.
N'utilisez pas le masque si vous ne ressentez pas un bon effet d'adhérence entre le visage et le bord du masque pendant l'utilisation.
Si vous constatez que le masque est endommagé pendant l'utilisation, remplacez-le par un nouveau.
Il est peu probable que les exigences en matière de fuite soient respectées si les poils du visage se trouvent sous la ligne d'étanchéité du visage.

Explication des pictogrammes




Importateur :
Furber AG, Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil, +41 (0)62 889 80 80

FFP2 mask

Instructions for use


Before opening and touching the mask, wash your hands thoroughly with soap and water or alcohol-based hand sanitizer (>60% alcohol content).
Open the mask, one hand on each side.
Fit the mask over your mouth and nose and pull the straps over your head.
Press the nose bridge clip to fit your nose.
Check for a good adhesion between the mask and your face. Cover the mask with both hands, inhale and exhale strongly to check for possible air leakage from the mask edge. Adjust as necessary.



Precautions

This mask is for one-time use (max. 8 hours). Do not reuse mask. This product is not suitable for protection against harmful gases, steam and oily aerosols.
The product does not generate oxygen and is not suitable for use in explosive atmospheres or anoxic environments, underwater operations, during evacuation or fire fighting environments.
Do not use mask if you do not feel a good adhesion effect between the face and the mask edge during use.
If found during use that the mask is damaged, replace with a new one. Leakage requirements are unlikely to be met if facial hair is under the sealing line on the face.

Pictograms explained



Importer:
Furber AG, Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil, +41 (0)62 889 80 80

FFP2 Maske

Gebrauchsanweisung

Waschen Sie vor dem Öffnen und Berühren der Maske Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser oder einem alkoholhaltigen Handdesinfektionsmittel (>60% Alkoholgehalt).
Öffnen Sie die Maske, eine Hand auf jeder Seite.
Legen Sie die Maske über Mund und Nase und ziehen Sie die Bänder über Ihren Kopf.
Drücken Sie die Nasenrückenklammer, um sie an Ihre Nase anzupassen.
Prüfen Sie die gute Haftung zwischen der Maske und Ihrem Gesicht. Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab, atmen Sie kräftig ein und aus, um zu prüfen, ob am Maskenrand Luft austritt. Stellen Sie sie nach Bedarf ein.



Vorsichtsmaßnahmen

Diese Maske ist für den einmaligen Gebrauch (max. 8 Stunden) und darf nicht wiederverwendet werden.
Diese Maske ist nicht zum Schutz gegen schädliche Gase, Dampf und ölige Aerosole geeignet.
Diese Maske erzeugt keinen Sauerstoff und ist nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten oder anoxischen Umgebungen, für Unterwassereinsätze, während einer Evakuierung oder zur Brandbekämpfung.
Verwenden Sie keine Maske, wenn Sie bei der Anwendung keine gute Haftung zwischen Gesicht und Maskenrand spüren.
Wenn während des Gebrauchs festgestellt wird, dass die Maske beschädigt ist, ersetzen Sie sie durch eine neue.
Die Anforderungen an die Abdichtung kann bei Gesichtshaaren unter der Dichtlinie nicht erfüllt werden.

Piktogramme erklärt



Importeur:
Furber AG, Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil, +41 (0)62 889 80 80