



Numéro d'article 1999915562



Alèse, ABENA Washable Underpads, 85x75cm, bleu clair, coton/polyester/ rayonne/TPU, avec des rabats

- ✓ Haute capacité d'absorption
- ✓ Le matériau lavable résiste à la température jusqu'à 95 °C
- ✓ Tranquillité d'esprit 24 heures sur 24
- ✓ Matériau doux et confortable



Description du produit

Les sous-couches lavables ABENA avec rabats sont principalement utilisées comme housses de protection pour les lits et les matelas, offrant à l'utilisateur une tranquillité d'esprit dans toutes les situations. L'alèse est particulièrement adaptée aux utilisateurs incontinents qui souhaitent une protection supplémentaire mais discrète. La sous-couche est lavable à des températures allant jusqu'à 95 °C. L'alèse a une surface absorbante et un dos imperméable, qui, combinés aux bords scellés, lui permettent de fournir une protection optimale contre les fuites. En plus de contribuer à assurer une tranquillité d'esprit en position assise ou allongée, l'utilisation d'alèses permet également de réduire les risques de contamination. L'alèse assure également une hygiène accrue. La surface est douce et confortable et l'alèse est respirante, ce qui assure un confort optimal à l'utilisateur et réduit le risque d'irritation cutanée. En même temps, le produit a des coins arrondis pour réduire l'usure due au lavage. L'alèse lavable ABENA avec rabats latéraux est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs et agités. Les rabats latéraux garantissent que le sous-matelas ne bouge pas.



Caractéristiques

Nom de la base	Alèse
Marque	ABENA
Sous-marque	Washable Underpads
Sous-couleur	Bleu clair
Propriétés	Avec des rabats
Usage unique ou multiple	Usage multiple
Matériau	Coton, polyester, rayonne, TPU
Longueur/profondeur	85 cm
Largeur	75 cm
Absorption Rothwell	2000 ml
Certificats	CE. OEKO-TEX. MD.
Classe CE	Class I
Normes de produit ou de test	ISO 11948-1
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Conserver au sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères normales triées conformément aux réglementations locales.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

Instructions d'utilisation / d'application

Le sous-matelas doit être placé sur le matelas avec le côté bleu vers le bas. Assurez-vous que l'alèse est complètement lissée. Pour une protection optimale, le produit doit être lavé avant utilisation.

Conditionnement

Unité	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	EAN
ctn	36 pcs	70.6 cm	32.4 cm	46.9 cm	5713571007129



Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



STANDARD 100

OEKO-TEX, également connu sous l'appellation « Confiance Textile », est un label sanitaire et environnemental utilisé dans le monde entier. Le certificat garantit que les textiles ne contiennent pas de substances nocives pour la santé ou l'environnement.



Le produit est entièrement respirant pour le confort de l'utilisateur ; également en cas d'utilisation prolongée. Aide à maintenir l'intégrité de la peau.



Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch