

PRODUKTDATENBLATT

Carbon Steel Sicherheitsskalpell No. 12 (BA812SU)



Attributname	Attributwert
Produkttyp	Skalpell
Aesculap Produkt Gruppen	Allgemein Chirurgische Instr., Dental
Länge	165.00 mm
Länge (Inch)	6 1/2
Figur/Größe	Fig. 12
Griff	Kunststoffheft
Material	Kohlenstoffstahl
OP-Schritt	Chirurgischer Zugang
Verkaufseinheit	Packung à 10 Stück
Sterilität	steril
Produkt enthält Latex	Nein
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel