

PRODUKTDATENBLATT

Scalpel, polymer handle, Fig. 18, carbon steel, sterile, disposable, package of 10 pieces (BA818SU)



Attributname	Attributwert
Produkttyp	Skalpell
Aesculap Produkt Gruppen	Allgemein Chirurgische Instr., Dental
Länge	170.00 mm
Länge (Inch)	6 3/4
Figur/Größe	Fig. 18
Griff	Kunststoffheft
Material	Kohlenstoffstahl
OP-Schritt	Chirurgischer Zugang
Verkaufseinheit	Packung à 10 Stück
Sterilität	steril
Produkt enthält Latex	Nein
Einmalgebr./Wiederverwendbar	Einwegartikel