



Hilft. Pflegt. Schützt.



Für die Bakterienbekämpfung:

Atrauman® Ag

Die silberhaltige Salbenkompressen wirkt antibakteriell und ist mit einer neutralen Salbenmasse imprägniert.

- Bei oberflächlichen Wunden.
- Zum ergänzenden Einsatz bei keimbelasteten Wunden.
- Zur Infektionsprophylaxe.



Handelsformen	Grösse	Artikelnummer	Packungsinhalt	MiGeL	Pharmacode
Atrauman® Ag	5 x 5 cm	499 601	FS à 10 Stück	35.06.08.01.1	1143592
	10 x 10 cm	499 603	FS à 10 Stück	35.06.08.02.1	1143593
	10 x 20 cm	499 605	FS à 10 Stück	35.06.08.03.1	1143594

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

☎ +41 52 674 31 11
☎ +41 52 672 74 41
✉ info@ivf.hartmann.info
🌐 ivf.hartmann.info