

FLEX

Attends Flex sind ein Sortiment von saugfähigen Slips mit einem flexiblen Gürtelsystem. Attends Flex sind bei starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet.



Erhältliche Saugstärken:



Hüftgürtel mit elastischen Einsätzen vorne und hinten (bei XL nur hinten) für besseren Sitz.

Saugkern mit Superabsorber und Aufnahmeschicht für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Textilähnliche, **atmungsaktive Außenseite** für mehr Luftzirkulation und Tragekomfort.

Nässeindikator zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

Flexibles Gürtelsystem: Zunächst den Gürtel um Hüfte/Taille anlegen und dann die saugende Vorlage daran befestigen.

Auslaufsperrern reduzieren das Auslaufisiko.

Beinbündchen für einen guten Sitz und gegen Auslaufen.

Anatomisch geformter Saugkern für einen anliegenden und bequemen Sitz.

Größe und Saugstärke auf der Rückseite des Produktes aufgedruckt (bei S-Größen keine Saugstärke aufgedruckt).



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich






Geruchsbindung schützt vor unangenehmen Gerüchen



100% atmungsaktiv für angenehmen Tragekomfort



Hautfreundlicher pH-Wert in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen

Attends FLEX		Bauch-/Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton
	S	60-85	28 4 x 28	206713 206720
	M	75-105	28 4 x 28	206775 206782
	L	85-125	28 4 x 28	206836 206843
	XL	100-155	26 4 x 26	206898 206904
	S	60-85	26 4 x 26	206737 206744
	M	75-105	26 4 x 26	206799 206805
	L	85-125	26 4 x 26	206850 206867
	XL	100-155	22 4 x 22	206911 206928
	S	60-85	22 4 x 22	206751 206768
	M	75-105	22 4 x 22	206812 206829
	L	85-125	22 2 x 22	206874 208007
	XL	100-155	20 4 x 20	206935 206942

Zweischicht-Saugkern

Besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht

Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

Hautnahe Innenschicht

Vlies

Latexfrei



Attends Healthcare AB
Järnvägsatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte werden erneuerbare Energien eingesetzt und zertifizierte Projekte zur Emissionsreduzierung gefördert.



Die Produkte tragen das anerkannte Nordic Swan Ökolabel.



Die Verpackungen enthalten mindestens 30% recycelten Kunststoff.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



Die Produkte sind zertifiziert und damit streng schadstoffgeprüft.