



SOFT

Attends Soft est une gamme de serviettes absorbantes et discrètes pour les peaux sensibles, qui peuvent être portées avec vos propres sous-vêtements. Ces protections sont conçues pour gérer l'incontinence très légère à sévère.




Niveaux d'absorption disponibles:



Le **noyau de forme anatomique** apporte confort à l'utilisateur avec un ajustement au plus près du corps.

Les **barrières antifuites douces en mousse** adaptées à la morphologie permettent un maintien ajusté et réduisent le risque de fuites (Soft 2 - 7).

La **bande adhésive** permet à l'utilisateur de porter la protection avec ses propres sous-vêtements ajustés pour plus de discrétion.



Voile supérieur ultra doux non imprimé pour les peaux sensibles.

Le **noyau absorbant avec couche d'acquisition** aide à réduire le risque de fuites et garder la peau au sec.

Le **voile extérieur blanc respirant** aide à maintenir le confort, la discrétion et la santé de la peau.



Quick-Dry pour une absorption rapide et un maintien au sec



Zone Active à l'endroit où l'absorption est le plus nécessaire (Soft 2 - 7)



Protection contre les odeurs pour vous protéger des odeurs désagréables



Voile supérieur ultra doux respectueux de la peau



100% Micro-Aéré pour un confort respirant à 360°



Tolérance cutanée approuvée dermatologiquement par proDERM, Institut de Recherche Dermatologique Appliquée

Pour plus d'information visitez www.attends.ch



 Attends SOFT		Longueur en cm	Qté. Sac Carton	GTIN (7332152) Sac Carton
Absorption	Nom			
0 	Ultra Mini	20.5	28 8 x 28	205068 205075
1 	Mini	21.5	20 12 x 20	204542 205327
	Mini Long	27.5	16 12 x 16	204566 204863
2 	Normal	26.5	12 8 x 12	207239 207246
	Normal	26.5	30 6 x 30	208236 208243
3 	Extra	32.5	10 8 x 10	207253 207260
	Extra	32.5	30 6 x 30	208250 208267
4 	Super	38.5	46 3 x 46	204740 207673
	Super	38.5	30 6 x 30	208274 208281
5 		47.5	38 4 x 38	204764 204771
6 		47.5	38 4 x 38	204788 204795
7 		47.5	34 4 x 34	204801 204818

Noyau absorbant

Double noyau avec cellulose, superabsorbant et couche d'acquisition

Voile extérieur

Laminé de polypropylène non-tissé et film polypropylène respirant

Voile supérieur

Non-tissé

Sans latex

Pour plus d'information visitez www.attends.ch

