

## Dahlhausen Einmal-Darmrohr

REF: 07.019.18 - 35.100

VE: 50 Stück

VSE: 300 Stück

### Beschreibung

Die Darmrohre sind lieferbar in den CH-Größen 18, 20, 22, 24, 28, 30 und 32.

Das Produkt ist latexfrei.

### Materialzusammensetzung

#### Produkt

Schlauch: PVC

Trichteransatz: PVC

#### Verpackung

Einzelverpackung: Papier  
Verbundfolie PA/PE

Umverpackung: Wellpappe

### Sterilisation

EO-Gas

07.019.18-32.100  
QM/Rev.-Nr. 00 / 28.01.1998  
QM/Rev.-Nr. 01 / 26.03.2014

