

# Technische Daten Duschhocker EDGE



Sitzfläche dreieckig	45 x 45 x 45 cm
Sitzhöhe	standard: 42– 57 cm LOW: 34.5– 42 cm
Breite	standard: 50 - 52 cm LOW: 49 – 50 cm
Gewicht	standard: 2.6 kg LOW: 2.4 kg
max. Belastbarkeit	130 kg
Material	Sitz: Polypropylen Soft Sitz: Polyethylen Beine: Aluminium



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen Desinfektionslösung. Kann bei Bedarf bei max. 85°C gereinigt werden.