

Technische Daten Badebrett FRESH



Länge: 2 Versionen	69 / 74 cm
Breite	36–27–30 cm
Dicke	4 cm
Einstellbarkeit, Kantenstopps	Fresh 69 cm : max. 63.6 cm, min. 39 cm Fresh 74 cm : max. 68.6 cm, min. 43.2 cm
Gewicht	Fresh 69 cm : 2.1 kg Fresh 74 cm : 2.3 kg
max. Belastbarkeit	150 kg
Material	Polypropylen



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen Desinfektionslösung. Kann bei Bedarf bei max. 85°C gereinigt werden.