

Four-Light

ROLLATOR



Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

Breite	660 mm
Länge (ausgeklappt)	750 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	550 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	(nach vorn) 15° (rückwärts und seitwärts) 10°
Gewicht	8 kg
Inkl. Korb	8,45 kg
Max. zulässiges Gewicht des Fahrers	130 kg
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	vorne: Ø 200 mm x 35 mm hinten: Ø 175 mm x 35 mm
Farbe	Kohlenstoff grau - Weiß - Orange

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßtoleranzen +/- 1,5 mm / 1,5 kg

