

Goliat

XXL ROLLATOR

Distributed by
puras
 031 996 85 85
 puras.ch

Breite	650 mm
Länge (ausgeklappt)	750 mm
Sitzbreite	550 mm
Sitzhöhe	490 - 560 mm
Sitztiefe	410 mm
Höhe Schiebegriffe	830 - 1020 mm
Bremse	Multifunktionsbremse
Max. Neigung	15°
Gewicht	10,7 kg
Benutzergewicht	200 kg
Max. Belastung Korb	5 kg
Räder	8"
Farbe	rot/silber

Technische Änderungen vorbehalten. Abweichungen bei Maße und Gewicht (15 mm und 1,5 kg) sind möglich.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Schweiz AG - Eisenbahnstrasse 62 - 3645 Gwatt (Thun)

Tel.: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67 - info@vermeiren.ch - website: www.vermeiren.ch



Ihre Mobilität ist unser Anliegen