

Riester

minimus[®] III



BLUTDRUCKMANAGEMENT

Exakte Präzision, die ein Leben lang hält.



Der Inbegriff der Blutdruckmesstechnik im Handflächenformat!

Das auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegte **minimus[®] III** ist mit zwei Schläuchen, einem verchromten Metallgehäuse und einem Ventilsockel aus Metall ausgestattet. Optional auch in einer latexfreien Version erhältlich (bei der Bestellung LF für latexfrei angeben).

- › Latexballon mit verchromtem Entlüftungsventil
- › Präzisionsentlüftungsventil mit Feineinstellung (verschleißfrei)
- › Mikrofilter schützt Entlüftungsventil und Messsystem
- › Löffelförmiger Griff aus Edelstahl
- › Speziell gehärtete, nahezu alterungsbeständige Kupfer-Beryllium-Membran
- › Metallanschluss für einfaches und schnelles Wechseln der Manschetten
- › Maximale Fehlertoleranz ± 3 mmHg.
- › Lineare Aluminiumskala (\varnothing 49 mm), gut ablesbar bis 300 mmHg
- › Im Vinyltutui mit Reißverschluss
- › Umfassende Auswahl an verschiedenen Größen und Ausführungen von Manschetten
- › Validierung gemäß BIHS

1342-100	minimus [®] III, Manometer, ohne Manschette	1342	minimus [®] III, Manschette mit Klettverschluss (Erwachsene)
1340	minimus [®] III, Bandagenmanschette (Erwachsene)	1342-123	minimus [®] III, Manschette mit Klettverschluss (große Erwachsene)
1341	minimu [®] III, Hakenmanschette (Erwachsene)	1342-130	minimus [®] III, Manschette mit Klettverschluss (Kinder)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte riester.de