

Dahlhausen Taschenmaske

REF	74.000.00.001
ABE	1 Stück
VPE	84 Stück

Beschreibung

Einmal-Taschenmaske einschließlich Ventil mit hydrophoben Filter, Sauerstoffanschluss und Kopfgurt. Die Taschenmaske befindet sich in einer Hartschale.

Die Maske dient der Mund zu Mund-Nasen Beatmung im Notfall und ist für Patienten >20 kg geeignet.

Materialzusammensetzung

Produkt

Maske:	PVC
Einwegventil:	PC, Si
Kopfband:	elastisches Band (latexfrei)

Verpackung

Hartschale:	ABS
Beutel:	PE
Umkarton:	Wellpappe

74.000.00.001
QM/REV.-NR. 00/05.07.2007
QM/REV.-NR. 01/16.12.2008
QM/REV.-NR. 02/15.07.2009
QM/REV.-NR. 03/03.11.2011
QM/REV.-NR. 04/10.08.2015
QM/REV.-NR. 05/30.01.2018
QM/REV.-NR. 06/11.06.2018



74.000.00.001
QM/REV.-NR. 00/05.07.2007
QM/REV.-NR. 01/16.12.2008
QM/REV.-NR. 02/15.07.2009
QM/REV.-NR. 03/03.11.2011
QM/REV.-NR. 04/10.08.2015
QM/REV.-NR. 05/30.01.2018
QM/REV.-NR. 06/11.06.2018

