



PE HANDSCHUHE

▪ **premium** ▪

Nicht steriles, beidhändig tragbares
Einmal-Produkt mit gehämmelter
Oberfläche und Schweißnähten

PE GLOVES

▪ **premium** ▪

Non-sterile disposable product
with an ambidextrous design,
embossed surface and welded seams

Verwendungszweck & -bereich <i>purpose & application area</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Abdeckung der Hände · Industrie-, Pflege-, Kosmetik und Hygienebereiche · Auch für HACCP-Zwecke geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> · for covering hands · industry + care + cosmetic + hygienic sectors · also suitable for HACCP purposes
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Unbedenklichkeitserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln 	<ul style="list-style-type: none"> · Declaration of Conformity for contact with food
Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> · ISO EN 9001:2008
Gebrauchshinweise <i>directions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 	<ul style="list-style-type: none"> · instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Nur für minimale Risiken geeignet! · Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen! 	<ul style="list-style-type: none"> · For minimal risks only! · not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!
Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden! 	<ul style="list-style-type: none"> · do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	<ul style="list-style-type: none"> · hochwertiges Polyethylen 	<ul style="list-style-type: none"> · high-quality polyethylene
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	<ul style="list-style-type: none"> · gehämmerte Oberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> · embossed surface
Materialstärke <i>material thickness</i>	<ul style="list-style-type: none"> · ≈ 0.018 mm (± 5 %) 	<ul style="list-style-type: none"> · ≈ 0.018 mm (± 5 %)
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	<ul style="list-style-type: none"> · silikonfrei, latexfrei, thiuramfrei 	<ul style="list-style-type: none"> · free from silicone + latex + thiuram
Kennzeichnung <i>marking</i>	<ul style="list-style-type: none"> · individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> · individual lot no. with production date for traceability
Lagerung - storage	<ul style="list-style-type: none"> · trocken lagern 	<ul style="list-style-type: none"> · store in dry place
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	<ul style="list-style-type: none"> · 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung · Produktionsdatum z. B.: · /LOT: 0711/...= Juli 2011 	<ul style="list-style-type: none"> · 5 years from production date if stored correctly · production date e.g. · /LOT: 0711/...= July 2011

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

 **IM POLYBEUTEL
IN A POLYBAG**


Unterverpackung subpackaging	100 St. / Polybeutel	100 pcs. / polybag
Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)	10.000 St. / Karton (100 x 100 St.)	10.000 pcs. / carton (100 x 100 pcs.)
	Länge - length	Transparent
Damen Women	≈ 28 cm	REF 40 10 3353
Herren Men	≈ 29,5 cm	REF 40 10 3354

 **SPENDERBOX MIT ÖFFNUNG AM UNTEREN RAND
DISPENSER BOX WITH OPENING ON THE LOWER EDGE**

Unterverpackung subpackaging	100 St. / Spenderbox	100 pcs. / dispenser box
Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)	10.000 St. / Karton (100 x 100 St.)	10.000 pcs. / carton (100 x 100 pcs.)
	Länge - length	Transparent
Damen Women	≈ 28 cm	REF 40 10 4353
Herren Men	≈ 29,5 cm	REF 40 10 4354

 **SPENDERBOX MIT OVALER ÖFFNUNG
DISPENSER BOX WITH OVAL OPENING**

Unterverpackung subpackaging	100 St. / Polybeutel	100 pcs. / polybag
Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)	5.000 St. / Karton. (50 x 100 St.)	5.000 pcs. / carton (50 x 100 pcs.)
	Länge - length	Blau - blue Transparent
Damen Women	≈ 28 cm	REF 40 10 4423
Herren Men	≈ 29,5 cm	REF 40 10 4424
		----- REF 40 10 4454

 **PAARWEISE IN KLEINEN POLYBEUTELN
IN PAIRS IN SMALL POLYBAGS**

Unterverpackung subpackaging	2 St. / kl. Polybeutel (4x8cm) 100 Paar / Polybeutel	2 pcs. / small polybag (4x8cm) 100 Paar / polybag
Versandeinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)	10.000 St. / Karton (50 x (100 Paar))	10.000 pcs. / carton (50 x 100 pair)
	Länge - length	Transparent
Herren Men	≈ 29,5 cm	REF 40 10 7354

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany