

TENA Silhouette Classic Plus Crème

Pour les soins nocturnes en cas de fuites urinaires moyennes à sévères – pour les femmes et les hommes.



Désignation de l'article	TENA Silhouette Classic Plus Crème M	TENA Silhouette Classic Plus Crème L
Numéro d'article	782563	782564
Contenu de l'emballage	4 x 9 unités	4 x 8 unités
Tour de hanches recommandé	75 - 105 cm	95 - 130 cm
Dimensions du produit	73 x 68 cm	83 x 81 cm
Poids du produit	54 g	60 g
Capacité absorbante « test de Rothwell » (ISO 11948-1)	1 010 g	
Fabricant	Essity Hygiene and Health AB	
Pays de fabrication	Pays-Bas, Hoogezand	

Composants du produit

- Pâte CP
- Polyacrylate de sodium (super-absorbant)
- Polypropylène
- Polyéthylène
- Adhésif
- Carbonate de calcium
- Polyester
- Teinture

Caractéristiques du produit

- TRIPLE PROTECTION contre les fuites, les liquides et les odeurs. Ainsi, vous vous sentirez sec, sûr de vous et confiant.
- Noyau super absorbant : absorption plus rapide pour se sentir au sec et en sécurité
- Les doubles barrières antifuites empêchent efficacement les fuites
- Antiglis : spécialement conçu pour un ajustement sûr et une protection, un confort et une discrétion exceptionnels
- Bande souple et ondulée pour un véritable look de sous-vêtement
- Confortable et respirant : procure la même sensation que les sous-vêtements de tous les jours
- Testé dermatologiquement et sans parfum
- 60 % Matériau d'emballage PCR.