


- Lagertemperaturbereich: -25 – 55 °C (-13 – 131 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung: 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Anzeige
- Auflösung: 0.1 °C oder °F
- Genauigkeit für angezeigten Temperaturbereich Maximaler Laborfehler 35 – 42 °C (95 – 107.6 °F): ± 0.2 °C (± 0.4 °F)
- Außerhalb dieses Bereichs: ± 0.3 °C (± 0.5 °F)
- Klinische Wiederholbarkeit: ± 0.14 °C (± 0.26 °F)
- Batterielebensdauer: 2 Jahre/350 Messungen/100 Minuten im Nachtmodus
- Lebensdauer: 5 Jahre



Änderungen vorbehalten.

Dieses Medizinprodukt trägt das CE-Zeichen und wurde in