

ThermoScan 7 IRT 6520

mit Age Precision™

ThermoScan Infrarot-Ohr-Thermometer / Thermomètre auriculaire à infrarouge

Genauer als rektale- oder Stirnmessung!

Plus précis qu'un thermomètre rectal ou frontal!



Professionelle Genauigkeit garantiert
aufgrund der einzigartigen vorgewärmten
Messspitze (minimiert den Abkühlungseffekt)

und:



ExacTemp™-Technologie
bestätigt die stabile Position des
Thermometers und das genaue
Messergebnis sekundenschnell
mit einem Licht- und Tonsignal



Age Precision™-Funktion
farbkodierte Anzeige (grün – normal,
gelb – erhöht, rot – hoch), Alter
einstellbar – für die ganze Familie



Speicherfunktion
speichert die letzten 9 Messungen



Einweg-Schutzkappen
für hygienischen Gebrauch, schliessen
das Risiko einer Übertragung von
Krankheitskeimen praktisch aus

Précision professionnelle garantie
grâce à un embout préchauffé unique
(réduit l'effet de refroidissement)

et:

Technologie ExacTemp™
confirme le positionnement stable du
thermomètre et la précision du résultat
en quelques secondes (indiqué par un
témoin lumineux et sonore)

Fonction Age Precision™
affichage à code couleur (vert – normale,
jaune – élevée, rouge – forte),
réglable âge – pour toute la famille

Fonction mémoire
enregistre les 9 dernières mesures

Capuchons de protection jetables
pour une utilisation hygiénique,
éliminent tout risque de contamination
croisée



Eigenschaften

ExacTemp™-Technologie	
Vorgewärmte Messspitze	
Positionierungssystem	
Schmale, weiche und flexible Messspitze	
Neues ergonomisches Design	
Grosses LCD-Display auf der Vorderseite	
Age Precision™-Funktion	farbkodierte Anzeige
Nachlicht	
4 separate Tasten	on/off, Messung, Memory, Age Precision
Speicherfunktion	9 Messungen
Genauigkeit und Sicherheit	klinisch erwiesen
Schutzkappen-Abwurf Taste	
Betriebsart	Batterie

Zubehör

Aufbewahrungsbox	
21 Einweg-Schutzkappen	BPA und Latex frei
2 Batterien AA	

Fakten

Farbe	weiss/silber/blau
EAN-Code	40 22167 65219 5
Verpackungseinheit / Paletteneinheit	6 / 480
EAN-Code Verpackungseinheit	40 22167 56219 2
Bruttogewicht Stück (in g)	380
Abmessungen (HxBxT in mm)	205 x 162 x 58

Caractéristiques

Technologie ExacTemp™	
Embout préchauffé	
Système de guidage	
Embout flexible et de petite taille	
Nouveau design ergonomique	
Grand écran LCD à l'avant	
Fonction Age Precision™	affichage à code couleur
Veilleuse	
4 boutons séparés	on/off, mesure, mémoire, Age Precision
Fonction mémoire	9 mesures
Précision et sécurité	cliniquement prouvé
Éjecteur du capuchon de protection	
Type de fonctionnement	à piles

Accessoires

Boîte de rangement	
21 capuchons de protection jetables	sans BPA et latex
2 piles AA	

Données spécifiques

Couleur	blanc/argent/bleu
Code EAN	40 22167 65229 4
Unités d'emballage / par palette	6 / 480
Code EAN de l'unité d'emballage	40 22167 65229 1
Poids brut par pièce (en g)	380
Dimensions (HxLxP en mm)	205 x 162 x 58