

TOPRO

...EINE STARKE FAMILIE.

Distributed by
puras

031 996 85 85
puras.ch

TOPRO
PREMIUMROLLATOREN



Nach mehr als 1 Million verkaufter Rollatoren in den letzten 25 Jahren bietet TOPRO auf Grund seiner Qualität und Erfahrung ab sofort eine 7-jährige Garantie auf alle TOPRO Premiumrollatoren. Diese Garantie umfasst auch alle Teile, die dem Verschleiß unterworfen sind.

Wir wissen, dass unsere Rollatoren nach höchsten Qualitätsanforderungen, sozialverträglich und unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in Norwegen produziert werden.

Quality Assurance Standards
DIN-EN ISO 9001 - quality
DIN-EN ISO 14001 - environment

In Gjøvik, am Ufer des längsten Sees in Norwegen, werden die TOPRO Rollatoren entwickelt und produziert.

TOPRO AS ist in erster Linie ein Unternehmen, das sich der Aus- und Weiterbildung von Menschen in Norwegen verschrieben hat, die auf dem normalen Arbeitsmarkt bisher keine oder wenige Chancen haben.



„Wir entwickeln Stolz und Möglichkeiten“ ist das Motto unter dem bei TOPRO Premiumrollatoren entwickelt und gefertigt werden. TOPRO gehört mit seinen über 400 Mitarbeitern zu den Unternehmen der öffentlichen Hand in Norwegen, die benachteiligte Menschen in mehr als 28 Berufen ausbilden.

Neu bei TOPRO: Ersatzteile kostenlos

7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen TOPRO-Rollator gekauft haben, sämtliche Ersatzteile und Verschleißteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. In einem Scheckheft werden die Wartungen dokumentiert – ähnlich wie bei der Scheckheft-Pflege des Autos. Sollte am Rollator etwas defekt oder verschlissen sein, besorgt das Sanitätshaus die kostenlosen Ersatzteile und macht den Rollator wieder fit.

TOPRO ist damit der erste Rollator-Anbieter, der solch einen umfassenden Service bietet. Zusätzlich zu 7 Jahren Garantie auf alle Rollatoren gibt es ab 2017 die Ersatzteile kostenlos. Diese Regelung gilt auch rückwirkend für Rollatoren, die vor 2017 gekauft wurden.

Die Vorteile:

- Ihnen entstehen keine Folgekosten durch Ersatz- oder Verschleißteile.
- Ihr TOPRO-Rollator wird auf diese Weise noch hochwertiger und wertvoller.
- Durch die regelmäßige Scheckheft-Wartung ist Ihr Rollator immer technisch einwandfrei und supersicher.
- Sollte dennoch einmal etwas defekt sein, erhalten Sie die nötigen Ersatzteile schnell und unkompliziert; der Rollator ist in Kürze wieder einsatzbereit.

„Darauf sollten Sie achten:

- Lassen Sie sich beim Kauf Ihres TOPRO-Rollators das neue Wartungs-Scheckheft aushändigen.
- **Beachten Sie die Wartungsintervalle:** 1 x im Jahr muss Ihr Rollator im teilnehmenden Sanitätshaus durchgecheckt werden, diese Wartung muss im Scheckheft dokumentiert werden.
- Für Rollatoren, die vor 2017 gekauft wurden, gibt es das Wartungs-Scheckheft auf Nachfrage bei Ihrem nächsten Besuch im Sanitätshaus.



Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Troja 2G, TOPRO Olympos, TOPRO Troja Classic, TOPRO Troja Neuro, TOPRO Odysse – auch, wenn sie bereits vor 2017 gekauft wurden.



TOPRO ODYSSÉ



Dieser Rollator kann sich ganz klein machen, wenn er für den Transport zusammengeklappt wird und nimmt dann nicht mehr Platz ein als eine Sporttasche. Damit passt er zusammen mit anderem Gepäck leicht in den Kofferraum, und auch im Reisebus oder im Zug lässt er sich gut verstauen. Dank der patentierten 2-Wege-Faltung ist er danach blitzschnell wieder aufgebaut: Zwei Mal klappen, einrasten lassen, die Griffhöhe richtig einstellen – fertig!



Damit wird er zum idealen Reisebegleiter: Immer dabei und schnell aufgefaltet, wenn er benötigt wird, klein und handlich zusammengeklappt, wenn er verstaut werden soll. Das kleine Packmaß des TOPRO Odyssé erleichtert das Reisen im PKW genauso wie im Reisebus, mit der Bahn oder im Flugzeug. Im Zug kann er im normalen Gepäckfach untergebracht werden und blockiert die Durchgänge oder Sitzbereiche nicht. Und beim Fliegen darf er sogar manchmal mit in die Kabine. So ist er immer dabei, wenn er gebraucht wird. Unser Tipp: Unbedingt vor der Reise bei der Fluggesellschaft nachfragen!

Der Reiserollator TOPRO Odyssé ist eine Weiterentwicklung des beliebten TOPRO Troja 2G Premium und genauso komfortabel und sicher wie dieser.



Der Reiserollator

TOPRO TROJA CLASSIC



Seit mehr als zwölf Jahren vertrauen viele Tausend zufriedene Nutzer in Deutschland bereits ihrem TOPRO Troja Classic, ehemaliger Testsieger der Stiftung Warentest (2005). Dieser Rollator hat mit seiner damals außergewöhnlichen Längsfalttechnik, seinem modernen Design sowie seinem geringen Gewicht neue Maßstäbe gesetzt und eine eigene Rollatorenklasse begründet.



Der TOPRO Troja Classic M punktet bis heute mit seinem Leichtgewicht von 6,75 kg bei einer Tragfähigkeit von 165 kg und vielen praktischen Ideen, wie der Memoryfunktion für die GriffhöhenEinstellung oder der Ankipphilfe zur Überwindung von Stufen oder Bordsteinen.

Viele Nutzer schätzen seine Funktionalität, Qualität und Verlässlichkeit und vertrauen im Alltag auf Sicherheit und Komfort ihres treuen Begleiters.

Zu Recht, denn immer wieder wurde der TOPRO Troja Classic getestet und positiv bewertet: So war er Testsieger beim Rollator-test der Verbrauchersendung Marktcheck 2014 und wurde zuvor von der Zeitschrift Ökotest und der Deutschen Gesellschaft für Gerontechnik® ausgezeichnet.





Mit seinen großen Vorderrädern und der Offroad-Bereifung ist der TOPRO Olympos ein echter Rollator für draußen – er ist auf unebenen Straßen und Kopfsteinpflaster, auf Sand-, Kies- oder sogar auf Feldwegen eine verlässliche Unterstützung.

Im Rollatorentest der Stiftung Warentest 2014 schnitt er u. a. deshalb mit der Note „GUT“ als zweitbesten Rollator ab.



Hinsichtlich der Fahreigenschaften war er sogar der beste Rollator im Test. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik® hatte den TOPRO Olympos zuvor mit „gut“ bewertet.

Natürlich bietet auch der TOPRO Olympos die bewährten Eigenschaften: Eine komfortable Falttechnik und die Memoryfunktion für die Griffhöhen-einstellung sind ebenso selbstverständlich wie die Ankipphilfe und der abnehmbare Einkaufskorb.

Zudem bietet der TOPRO Olympos durch seine breitere und robustere Bauweise die Möglichkeit, bis zu 15 kg in die große Einkaufstasche zu laden.



TOPRO TROJA 2G



Der TOPRO Troja 2G ist die konsequente Weiterentwicklung des Troja Classic und vereint seine Eigenschaften – wie das geringe Gewicht, die einfache Faltechnik, die Stabilität und die hohe Qualität – mit speziellen zusätzlichen Features, wie die vier modernen Rahmenfarben.

So bietet er die Möglichkeit, die Räder mit nur einem Handgriff auszutauschen und den Rollator mit Reifen für glatte und ebene Böden oder für unebenes Gelände auszustatten.

Mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit oder in der Dämmerung wird durch Reflektoren an den Seiten

und hinten garantiert, so ist der Rollator im Straßenverkehr gut sichtbar.

In seiner „Basic“-Version wurde der TOPRO Troja 2G im Februar 2014 von der Stiftung Warentest mit „GUT“ bewertet, auch die Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik® („sehr gut“) zeichnete ihn bereits 2012 aus. Als erster Rollator wurde der TOPRO Troja 2G zudem von der AGR - Aktion gesunder Rücken - als besonders rückengerecht bewertet.



Die passende Bereifung auswählen - mit TOPRO Quick



Draußen die harten und griffigen Komforträder-Grip.



Beim Spaziergang die weichen, gut federnden Komforträder-Soft.



Die TOPRO Troja 2G Einkaufstaschen sind bis 10 kg belastbar.

TOPROs Premiumrollatoren werden mit einem innenliegenden Bremsensystem (IBS) ausgestattet. Es ermöglicht den Einsatz verschiedener Reifenprofile für die unterschiedlichsten Gegebenheiten.



Details der TOPRO Rollator-Familie



Zusammenfalten und Sichern der Rollatoren.



In gefaltetem Zustand, einfaches Verladen ins Auto.



Ergonomischer ERGO Grip mit Aufstehknopf



Mit der Memoryfunktion wird Ihre individuelle Stützhöhe markiert. Sie funktioniert bei allen Rollatoren identisch und stellt sicher, dass die Schiebegriffe immer in der korrekten Höhe eingestellt sind. (Abb. ERGO Grip nur bei Troja 2G)

Details der TOPRO Rollator-Familie



Sitzen, Ausruhen und Entspannen in natürlicher Haltung unterstützt durch die Armauflagen.



Der Kantenabweiser erleichtert Ihnen den Alltag. Sie werden sicher um kleine Hindernisse wie Stuhlbeine, Türrahmen oder Steine geleitet.



Die Ankipphilfe der Premiumrollatoren bietet dem Fuß eine breite Unterstütsungsfläche beim Überwinden von Hindernissen. Der Rollator kann damit sicher über einen Bordstein o.ä. gefahren werden, beide Hände bleiben dabei am Rollator und bieten so Sicherheit.

ZUBEHÖR ...einfach anstecken(d)



Namensschild
zum Kennzeichnen Ihres TOPRO Premiumrollators

Unverbindl. Preisempf. 9,- €
Artikel - Nr. 814024



Lampe
gibt Sicherheit auch in der Dunkelheit

Unverbindl. Preisempf. 15,- €
Artikel - Nr. 814608



Spikes für Schuhe
sicherer Halt auf Schnee und Eis
M ca. 36-40, L ca. 41-46

Unverbindl. Preisempf. je 19,- €
Größe M Artikel - Nr. 814029
Größe L Artikel - Nr. 814035



Führunggriff
für Begleitperson

Unverbindl. Preisempf. 39,- €
Artikel - Nr. 814014



Rollatorschloss
zum Abschließen Ihres TOPRO Premiumrollators und anderer Modelle, durch Universaladapter.
Unverbindl. Preisempf. 69,- €
Artikel - Nr. LOCK

-  = für Odysse
-  = für Troja Classic
-  = für Troja 2G
-  = für Olympos

ZUBEHÖR ...einfach anstecken(d)



Stockhalter
links oder rechts montierbar

Unverbindl. Preisempf. 19,- €
Troja u. Troja 2G Artikel-Nr. 814025
Olympos Artikel-Nr. 814040
NEU: Odysseé Artikel-Nr. 814457

Rückengurt ERGO Back 2G
gepolstert, in Höhe, Tiefe
und Winkel mit einem Dreh
anpassbar

Unverbindl. Preisempf. 39,- €
Artikel -Nr. 814607



Rückengurt ERGO Back
gepolstert, in Höhe, Tiefe
und Winkel mit einem Dreh
anpassbar

Unverbindl. Preisempf. 39,- €
Artikel-Nr. 814726



Einhand-Simultanbremse
links oder rechts montierbar,
zur Einhandbedienung
z.B. nach einem Schlaganfall

Unverbindl. Preisempf. 19,- €
Artikel -Nr. 814026



Netzkorb Sauerstoffflasche
bis 5 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. 29,- €
Artikel -Nr. 814009



Antirutsch-Matte
für den sicheren Transport
Ihrer Tassen, Teller etc. auf
dem Tablett

Unverbindl. Preisempf. 19,- €
Artikel -Nr. 814059



Tablett
rastet sicher ein, ist leicht
abzunehmen und zu reinigen

Unverbindl. Preisempf. 29,- €
Artikel -Nr. 814728




NEU: Tablett für Olympos
rastet sicher ein, ist leicht
abzunehmen und zu reinigen,
nur für Größe M

Unverbindl. Preisempf. 29,- €
Artikel -Nr. 815212



**Unterarmauflagen für
TOPRO Troja M, S, X**

Unverbindl. Preisempf. 479,- €
M Artikel -Nr.814829
S, X Artikel -Nr.814845



Schirm mit Multifunktionsarm
ergonomisch und körpernah
einstellbar
Unverbindl. Preisempf. 79,- €
schwarz Artikel -Nr. 814068
rot Artikel -Nr. 814099

ZUBEHÖR ...einfach anstecken(d)



Transporttasche
für die Reise in
Flugzeug, Bus und Bahn

Unverbindl. Preisempf. 79,- €
Artikel - Nr. 814042

Gepäcktasche
mit einer Hand zu öffnen,
nah am Körper, ideal für Ihre
Wertsachen, bis 3 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. 29,- €
Artikel - Nr. 814046



Einkaufsnetz Troja 2G
Einhandverschluss durch
Kordelzug, bis 10 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. 39,- €
Artikel - Nr. 814625



Einkaufstasche Olympos
Einhandverschluss,
bis 15 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. 49,- €
Größe M Artikel - Nr. 814663
Größe S Artikel - Nr. 814662



Einkaufstasche Troja 2G
leicht abnehmbar, bis 10 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. 49,- €
schwarz Artikel - Nr. 814622
schwarz/weiß Artikel - Nr. 814641
tartan-rot Artikel - Nr. 814643
rose sublime Artikel - Nr. 814672



Set abnehmbare Komforträder Soft
mit innenliegendem Bremssystem
(IBS), weiche Profildämpfung,
aus PUR-Material

Unverbindl. Preisempf. 99,- €
Artikel - Nr. 814648



Set abnehmbare Gripräder
mit innenliegendem Bremssystem
(IBS), härtere Profildämpfung,
aus TPE-Material

Unverbindl. Preisempf. 99,- €
Artikel - Nr. 814650



Set abnehmbare Komforträder Soft

weiche Profildämpfung, aus PUR-
Material, ohne innenliegendem
Bremssystem (IBS)
Unverbindl. Preisempf. 99,- €
Artikel - Nr. 814610



Set abnehmbare Gripräder
härtere Profildämpfung, aus TPE-
Material, ohne innenliegendem
Bremssystem (IBS)

Unverbindl. Preisempf. 99,- €
Artikel - Nr. 814617



Set abnehmbare Offroad-Räder
mit innenliegendem Bremssystem
(IBS), gröbere Profildämpfung,
aus PUR-Material

Unverbindl. Preisempf. 119,- €
Artikel - Nr. 814649



**NEU: 2 Stk. Hinterräder PUR
Offroad** mit innenliegendem
Bremssystem (IBS) u. Spikes
Unverbindl. Preisempf. 149,- €
Troja 2G u. Odysse Artikel - Nr. 814670
Olympos Artikel - Nr. 814671

TECHNISCHE DATEN TOPRO ODYSSEÉ

Größe	M (medium)
Empfohlene Körpergröße	150-200 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg
Fassungsvermögen Einkaufstasche	13 - 22,5 l
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg
Griffhöhe	815 - 1.000 mm
Größte Länge	650 mm
Größte Breite	600 mm
Abstand zwischen Stützpunkten (Handgriffflächen)	470 mm
Sitzhöhe	620 mm
Wendekreis	840 mm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	200 mm
Breite Vorder-/Hinterrad	36 mm
Ergo Grip (Handgriffe)	vielfältige Greifposition, Material: TPE schadstofffrei
Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung	65 mm
Höhe komplett zusammengeklappt	445 mm
Höhe seitlich zusammengeklappt	815 mm
Breite zusammengeklappt	245 mm
Länge zusammengeklappt	750 mm
Gewicht ohne Rädern und Tasche	6 kg
Gewicht mit Rädern und Tasche	8,2 kg
Artikelnummer	815000
HMV-Nummer	keine
Unverbindliche Preisempfehlung	499,- €

Modell M erhältlich in:



ultramarin

TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA CLASSIC

Größe	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Empfohlene Körpergröße	150-200 cm	135-170 cm	125-160 cm
Max. Benutzergewicht	165 kg	125 kg	80 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	10 kg	10 kg	5 kg
Griffhöhe	780-1.000 mm	670-860 mm	635-790 mm
Größte Länge	650 mm	650 mm	650 mm
Größte Breite	600 mm	600 mm	520 mm
Abstand zwischen Stützpunkten (Handgriffflächen)	470 mm	470 mm	430 mm
Sitzbreite	455 mm	455 mm	360 mm
Sitzhöhe	620 mm	540 mm	500 mm
Wendekreis	840 mm	840 mm	790 mm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	200 mm	200 mm	200 mm
Breite Vorder-/Hinterrad	36 mm	36 mm	36 mm
Handgriffe	Anatomisch	Anatomisch	Anatomisch
Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung	65 mm	65 mm	65 mm
Höhe zusammengeklappt	800 mm	740 mm	650 mm
Breite zusammengeklappt	240 mm	240 mm	240 mm
Länge zusammengeklappt	650 mm	650 mm	650 mm
Gewicht mit Rädern und Tasche	6,75 kg	6,55 kg	6,1 kg
TOPRO Artikelnummer	814750	814770	814740
HMV-Nummer	10.50.04.1161	keine	keine
Unverbindliche Preisempfehlung	309,- €	309,- €	309,- €

Modell X, S erhältlich in:



silber

Modell M erhältlich in:



dunkelgrau



weinrot



silber

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage - 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage - 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

TECHNISCHE DATEN TOPRO OLYMPOS

Größe	M (medium)	S (small)
Empfohlene Körpergröße	150-195 cm	140-170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz	15 kg	15 kg
Griffhöhe	760 - 950 mm	710 - 870 mm
Größte Länge	760 mm	760 mm
Größte Breite	705 mm	705 mm
Abstand zwischen Stützpunkten (Handgriffflächen)	500 mm	500 mm
Sitzbreite	470 mm	470 mm
Sitzhöhe	600 mm	540 mm
Wendekreis	940 mm	940 mm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	275 mm / 225 mm	275 mm / 225 mm
Breite Vorder-/Hinterrad	42 mm	42 mm
Handgriffe	Anatomisch	Anatomisch
Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung	65 mm	65 mm
Höhe zusammengeklappt	860 mm	830 mm
Breite zusammengeklappt	270 mm	290 mm
Länge zusammengeklappt	760 mm	760 mm
Gewicht mit Rädern und Tasche	9,1 kg	8,8 kg
Artikelnummer	814301	814306
HMV-Nummer	10.50.04.1162	keine
Unverbindliche Preisempfehlung	425,- €	425,- €

Modell X, S erhältlich in:

 silber

Modell M erhältlich in:

 dunkelgrau

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage - 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA 2G

Größe	M (medium)	S (small)
Empfohlene Körpergröße	150-200 cm	135-170 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	125 kg
Max. Zuladung Einkaufsnetz/Korb	10 kg	10 kg
Griffhöhe	780 - 1.000 mm	670 - 860 mm
Größte Länge	650 mm	650 mm
Größte Breite	600 mm	600 mm
Abstand zwischen Stützpunkten (Handgriffflächen)	470 mm	470 mm
Sitzbreite	455 mm	455 mm
Sitzhöhe	620 mm	540 mm
Wendekreis	840 mm	840 mm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	200 mm	200 mm
Breite Vorder-/Hinterrad	36 mm	36 mm
Ergo Grip (Handgriffe)	vielfältige Greifpositionen, Material: TPE schadstofffrei	
Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung	65 mm	65 mm
Höhe zusammengeklappt	815 mm	755 mm
Breite zusammengeklappt	240 mm	240 mm
Länge zusammengeklappt	660 mm	660 mm
Transportmaß (ohne Räder und Tasche)	l 600 x b 240 x h 760 mm	l 600 x b 240 x h 720 mm
Transportgewicht (ohne Räder und Tasche)	5,95 kg	5,55 kg
Gewicht mit Rädern und Tasche Premium	7,75 kg	7,35 kg
TOPRO Artikelnummer	814600 + Farbcode	814601 + Farbcode
HMV-Nummer	10.50.04.1170	10.50.04.1169
Unverbindliche Preisempfehlung	425,- €	425,- €

Modell S erhältlich in:

 dunkelgrau
 weiß
 weinrot
 rose sublime

Modell M erhältlich in:

 dunkelgrau
 weiß
 weinrot
 rose sublime

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage - 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

Premiumrollatoren aus Norwegen

Hersteller:



TOPRO AS
Postboks 428
2803 Gjøvik

Firmensitz:

Rambekkveien 1
2816 Gjøvik
Norway

Tel. +47 61 13 46 00
Fax +47 61 13 46 01
E-Mail: post@topro.no
www.topro.no

Quality Assurance Standards

DIN-EN ISO 9001 – quality
DIN-EN ISO 14001 – environment

Vertrieb durch



TOPRO GmbH
Bahnhofstraße 26 d
82256 Fürstenfeldbruck

Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0
Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22
E-Mail: mail@topro.de
www.topro.de



Überreicht durch:

A large, empty rounded rectangular box intended for a signature or stamp.