




Haslab GmbH – Gewerbestrasse 6 – CH-4105 Biel-Benken-BL  
T. 031 934 54 54 F. 031 934 54 58  
Email: info@haslab.ch

## Mess- & Sammelgefäss, Urinsammelgefäss "Haslab", SAN, 2000 ml komplett mit Deckel



Artikelnummer: 1050000

### Vorteile:

- Masseinteilung auf 2 Seiten, übersichtliche Ablesung von 100 - 2000ml
- Reinigung einfacher als bei der bauchigen Form der Glasgefässe
- Platzsparend, weil Grundfläche quadratisch, dazu noch stapelbar. 10 und mehr Stück können einfach ineinander gestellt werden (leicht konisch)
- 7x leichter als Glas. Gewicht ca. 200gr. (Glaskrüge ca. 1300-1500 gr.)
- mit Griffdeckel einwandfrei verschliessbar, innen satt anliegend
- keine Verletzung möglich, wie bei unvermeidlichem Glasbruch
- Reinigung mit normalen Geschirr-Spülmitteln
- Preisgünstiger als Glasgefässe

### Hinweise:

Wärmebeständigkeit + 90°C. bis - 20°C

Die Gefässe entsprechen den Vorschriften der schweizerischen Lebensmittelverordnung (Art. 450)

Aus SAN = Styro-Acrylnitril-Copolymerisat

### Sterilisationsmethoden:

- Mikrowelle
- Ethylenoxid
- Ethanol
- Gammastrahlen

Grösse: 17cm Höhe 13cmx 13cm Innenbreite

Der Laborfachhandel in der Schweiz

[www.haslab.ch](http://www.haslab.ch)

