



## Sammelgefäss / Urinmessgefäss

Aus glasklarem SAN, Inhalt 2 Liter, mit Maßeinteilung auf zwei Seiten und dicht schließendem Deckel

Art.Nr. 10501.00



SAN= Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat

Gebrauchstemperatur: bis 90°C  
bis - 20°C

Sterilisationsmethoden:

- Mikrowelle
- Ethylenoxid
- Ethanol
- Gammastrahlen

## Urinmess- und Sammelgefäss aus glasklarem SAN, Inhalt 2 Liter

### Vorteile:

- Masseinteilung auf 2 Seiten, übersichtliche Ablesung von 100 – 2000 ml
- Reinigung einfacher als bei der bauchigen Form der Glasgefässe
- Platzsparend, weil Grundfläche quadratisch, dazu noch stapelbar. 10 und mehr Stück können einfach ineinander gestellt werden (leicht konisch)
- 7x leichter als Glas. Gewicht ca. 200 gr. (Glaskrüge ca. 1300 – 1500 gr. )
- Mit Griffdeckel einwandfrei verschliessbar, innen satt anliegend
- Keine Verletzung möglich, wie bei unvermeidlichem Glasbruch
- Reinigung mit normalen Geschirrspülmitteln
- Preisgünstiger als Glasgefässe

### Hinweise:

Wärmebeständigkeit > 90°C

Kältebeständigkeit – 20°C

Die Gefässe entsprechen den Vorschriften der schweizerischen Lebensmittelverordnung (Art. 450)

### Lieferung:

Originalkarton zu 40 Stück, staubfrei verpackt in Kunststoffsäcken (4x7 und 2x6 = 40 Stück)