

Mehrweg MediBecher Multi





Die WIEGAND[®] MediBecher Multi sind wiederverwendbar und lassen sich hygienisch im Geschirrspüler reinigen. Die Medikamentenbecher verfügen über einmalige Qualitäten, welche sie besonders stabil macht und somit für die mehrmalige Anwendung qualifiziert.



Produktvorteile:

- Stabiler Medikamentenbecher gefertigt aus hochwertigem Polypropylen
- Kann im Geschirrspüler im Normal-Waschgang bei max. 65°C gereinigt werden
- Verstärkter Becher, verbesserte Haptik
- Fassungsvermögen von 25ml, Masse: ø 35mm, Höhe 41mm
- Gut leserliche und klare Graduierung, 5 - 25 ml
- In fünf Farben erhältlich, z.B. um verschiedene Abgabezeiten zu kennzeichnen

Zubehör:

	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	200.71	Deckel für MediBecher Multi
	910.71.1	Spülkorb mit Einsatz für MediBecher
	64.746.071	WIEGAND [®] Spender für MediBecher
	64.747	Spender für Deckel zu MediBecher