

# Alesia

Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch



- Verstellbare Rückenlehne (Nutzung durch Patient oder Begleitperson möglich)
- Verstellbare Sitzkantelung



- Armlehnen höhenverstellbar
- Fußplatte ein-/ausziehbar




## Optionen:

- Dokumentenhalter
- Therapietisch
- Seitenpelotten
- Infusionshalter
- Kopflehne mit Nackenpolster
- Sauerstoffflaschenhalter
- Urinbeutelhalter



# Technische Daten Alesia

										
Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Rückenneigung	Sitzneigung	max. Belastung
70	54	0 - 27	53	133	80* 133*	48	80	30°	12°	140 kg

Abweichungen bei Maßen, Gewicht und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich \*Sitzposition ohne Fußplatte \*\* Liegeposition mit Fußplatte

## Komfort

Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit.

Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung.

Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar.

Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), sowie die verstellbare Sitzkantelung.

## Optionen

Zu den Ausstattungsoptionen gehören: Infusionshalter, Urinbeutelhalter, Dokumentenhalter hinter dem Rücken, Kopflehne mit Nackenpolster, Seitenpelotten, Therapeutisch, Sauerstoffflaschenhalter....

## Farben

Wählen Sie Ihren Bezugstoff aus acht Farben des strapazierfähigen und leicht zu pflegenden Kunstleder materials.



### Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: info@vermeiren.de  
Site: www.vermeiren.de

### Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 64  
Postfach  
CH-3123 Belp - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95  
Fax: +41 (0) 31 812 40 98  
Mail: info@vermeiren.ch  
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



### L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.