


# RLP Leichtparavent mit Rollen | Paravent léger avec roulettes | Lightweight paravent with castors

Gebrauchsanleitung | Mode d'emploi | Instructions for use



Rollen aufstecken


Insérer les roulettes

Insert castors

Bitte beachten: Paravents müssen immer im Zick-Zack, im Winkel oder halbrund aufgestellt werden

Veillez noter : les battants du paravent doivent toujours former un angle entre eux, ou en demi-cercle

Please note: Paravents must always be in a zigzag, be set up at an angle or semicircular



Distributed by

**puras**

031 996 85 85  
puras.ch