

+ ALLEVYN[◇]

Zuverlässiges Exsudatmanagement für
verschiedenste Herausforderungen

Smith+Nephew

Einfach, schnell, vielseitig



ALLEVYN[◇]
Schaumstoffverbände

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

Keine verzögerte Wundheilung –
wir möchten Sie dabei unterstützen,
diesem Ziel nach Möglichkeit jeden
Tag etwas näher zu kommen.

www.closetozero.ch

+ Der anpassungsfähige Allrounder



mit Haftrand

ALLEVYN[◇] LIFE

- Optimales Exsudatmanagement mit 5-lagigem Design und Superabsorber-Verschlusskern
- Mit extra breitem Silikon-Haftrand und Silikon-Wundkontaktschicht für sicheren Halt
- Dämpft Druck- und Stosseinwirkungen von aussen ab
- Integrierte Maskierungsschicht reduziert Sichtbarkeit der Wundflüssigkeit
- Verbandwechselindikator hilft zu erkennen, wann gewechselt werden sollte:


Kleeblatt-Form
geeignet für nahezu
alle Körperstellen



Schulter



Knie



Ellenbogen



Auch als Sakral- und Fersen-
verband erhältlich.

+ Der Anschmiegsame



mit Hafttrand

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER

- Weich und dehnbar
- Mit Silikon-Hafttrand und Silikon-Wundkontaktschicht
- In unterschiedlichen Formen und Grössen verfügbar, auch in länglichen Formen u. a. für sekundär heilende Inzisionswunden



Unterschenkel



Auch als Sakral-, Fersen- und Multisite-Verband erhältlich.



ohne Hafttrand

ALLEVYN[◇] GENTLE

- Weich und anschmiegsam
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Kann zugeschnitten werden
- Sekundärfixierung notwendig



Unterschenkel



Unterschenkel



Abdomen

+ Der stark Haftende



mit Hafttrand

ALLEVYN[◇]
ADHESIVE

- Mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bei intakter Umgebungshaut



Auch als Sakralverband
ALLEVYN[◇] SACRUM
erhältlich.

+ Der Sensible



ohne Hafttrand

ALLEVYN[◇]
NON-ADHESIVE

- Nicht haftende Wundkontaktschicht
- Besonders gut für geschädigte Haut geeignet
- Zuschneidbar
- Sekundärfixierung notwendig



Auch als Fersenverband
ALLEVYN[◇] HEEL erhältlich.

+ Die besonders Flexiblen



mit Hafttrand

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE

- Dünn und flexibel
- Mit Silikon-Hafttrand und Silikon-Wundkontaktschicht
- Auch in besonders kleinen und länglichen Größen (z. B. für Zehen und Finger), ovalen Formen, sowie in vielseitig einsetzbarer Multisite-Form erhältlich



Auch als ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE MULTISITE und OVAL erhältlich.



Abdomen



Schlüsselbein



Ellenbogen



Knie



Finger



selbsthaftend

ALLEVYN[®] THIN

- Besonders dünn und flexibel
- Selbsthaftend, anschmiegsam und zuschneidbar
- Aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbent
- Optimal für schwierige Körperkonturen



Arm



Arm



Arm

Die Antimikrobiellen

Bei Infektionen empfehlen wir einen unserer antimikrobiellen Schaumverbände:



ALLEVYN[◇] Ag GENTLE BORDER

- Weicher und dehnbarer Schaumverband mit Silber
- Mit Silikon-Haftrand und Silikon-Wundkontaktfläche



ALLEVYN[◇] Ag NON-ADHESIVE

- Nicht haftender Schaumverband mit Silber



Auch als Fersenverband
ALLEVYN[◇] Ag HEEL erhältlich.

Oder die Kombination von ALLEVYN[◇] mit folgenden Wundfüllern:

IODOSORB[◇] Dressing/Salbe / Micro-Pellets

- Antiseptische Wirkung über 72 Stunden durch Cadexomer-Iodmatrix, die kontinuierlich und bedarfsgerecht Iod freisetzt
- Zur Aufbrechung von Biofilmen




DURAFIBER[◇] Ag

Antimikrobieller,
gelbildender
Faserverband



ACTICOAT[◇] FLEX 3

Bakterizide Wirksamkeit
schon nach 30 Minuten
mit langanhaltender
Wirkung gegen ein
breites Spektrum an
pathogenen Keimen



Bestellinformationen

Die Antimikrobiellen

Produkt	Artikelnummer	Pharmacode (CH)	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Stück pro Packung	
ALLEVYN® Ag GENTLE BORDER	66800436	423 458 0	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10	
	66800437	423 461 1	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10	
	66800438	423 462 8	12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10	
	66800439	423 464 0	17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10	
ALLEVYN® Ag NON-ADHESIVE	66800082	367 449 5		5,0 x 5,0 cm	10	
	66800084	367 450 3		10,0 x 10,0 cm	10	
	66800087	367 452 6		15,0 x 15,0 cm	10	
	66800090	367 453 2		20,0 x 20,0 cm	10	
ALLEVYN® Ag HEEL	66800098	377 091 6		10,5 x 13,5 cm	5	
ALLEVYN® Ag SACRUM	66800092	367 454 9	17,0 x 17,0 cm	13,5 x 13,2 cm	10	
	66800095	367 455 5	22,0 x 22,0 cm	18,0 x 18,0 cm	10	
IODOSORB® Dressing	66001290	371 966 0		5 g (4,0 x 6,0 cm)	5	
	66001291	371 967 7		10 g (6,0 x 8,0 cm)	3	
	66001292	371 970 8		10 g (6,0 x 8,0 cm)	5	
	66001293	371 968 3		17 g (8,0 x 10,0 cm)	2	
	66001298	371 968 3		17 g (8,0 x 10,0 cm)	2	
IODOSORB® Salbe	66001297	756 42 37		4 x 10 g	4	
	66001297	372 008 3		2 x 20 g	2	
	66001299	372 011 4		1 x 40 g	1	
IODOSORB® Micro-Pellets	66001286	372 00 54		7 x 3 g	7	
DURAFIBER® Ag	66800034	538 883 6		5,0 x 5,0 cm	10	
	66800035	538 884 2		10,0 x 10,0 cm	10	
	66800036	538 885 9		15,0 x 15,0 cm	5	
	66800037	538 886 5		20,0 x 30,0 cm	5	
	66800038	538 887 1		2,0 x 45,0 cm	5	
	66800583	538 888 8		4,0 x 10,0 cm	5	
	66800584	538 889 4		4,0 x 20,0 cm	5	
	66800585	538 890 2		4,0 x 30,0 cm	5	
	ACTICOAT® FLEX 3	66800396	423 624 8		5,0 x 5,0 cm	5
		66800398	423 627 7		10,0 x 10,0 cm	5
		66800399	423 630 8		10,0 x 10,0 cm	12
66800409		423 633 7		10,0 x 20,0 cm	12	
66800419		423 634 3		20,0 x 40,0 cm	6	
66800432		423 636 6		40,0 x 40,0 cm	6	
66800435		423 672 2		10,0 x 120,0 cm	6	

Produkt Seite	Artikelnummer	Pharmacode (CH)	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Stück pro Packung
ALLEVYN® LIFE (S. 2)	66801067	538 240 8	10,3 x 10,3 cm	5,1 x 5,1 cm	10
	66801068	538 241 4	12,9 x 12,9 cm	7,6 x 7,6 cm	10
	66801069	538 242 0	15,4 x 15,4 cm	10,2 x 10,2 cm	10
	66801070	538 243 7	21,0 x 21,0 cm	15,4 x 15,4 cm	10
	66801306	656 405 7	17,2 x 17,5 cm	12,4 x 8,5 cm	10
ALLEVYN® LIFE SACRUM	66801307	656 406 3	21,6 x 23,0 cm	17,0 x 12,3 cm	10
ALLEVYN® LIFE HEEL	66801304	656 409 2	25,0 x 25,2 cm	20,0 x 20,2 cm	5

S+N bietet Ihnen eine Vielzahl an Wundversorgungsprodukten.
Weitere Produkte & Infos: siehe S+N Wundmanagement-Produktkatalog.

Bestellinformationen



Produkt Seite	Artikel- nummer	Pharmacode (CH)	Grösse Verband	Grösse Wundauflage	Stück pro Packung
ALLEVYN® GENTLE BORDER (S. 3)	66800269	369 752 7	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10
	66800270	369 747 3	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10
	66800272	369 749 6	12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10
	66800273	369 750 4	17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10
	66800900	503 023 0	10,0 x 20,0 cm	7,5 x 17,5 cm	10
	66800264	732 279 3	10,0 x 25,0 cm	6,5 x 21,5 cm	10
	66800265	732 280 1	10,0 x 30,0 cm	7,5 x 26,5 cm	10
ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL	66800506	413 065 6	23,0 x 23,2 cm	20,0 x 20,2 cm	5
ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE	66800959	667 245 6	17,1 x 17,9 cm	11,6 x 12,3 cm	10
ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM	66800897	503 022 4	16,8 x 17,1 cm	12,1 x 12,4 cm	6
ALLEVYN® GENTLE (S. 3)	66802128	764 732 5		5,0 x 5,0 cm	10
	66802129	764 733 1		10,0 x 10,0 cm	10
	66802130	764 734 8		10,0 x 20,0 cm	10
	66802131	764 735 4		15,0 x 15,0 cm	10
	66802132	764 736 0		20,0 x 20,0 cm	10
	66802133	764 737 7		20,0 x 50,0 cm	2
ALLEVYN® ADHESIVE (S. 4)	66800009	189 910 3	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10
	66000599	362 611 9	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10
	66800010	189 912 6	12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10
	66000744	260 051 4	12,5 x 22,5 cm	10,0 x 20,0 cm	10
	66800011	189 913 2	17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10
	66800012	756 422 0	22,5 x 22,5 cm	20,0 x 20,0 cm	10
	66800016	231 972 8	17,0 x 17,0 cm	13,5 x 13,2 cm	10
ALLEVYN® SACRUM (S. 4)	66000451	222 004 2	22,0 x 22,0 cm	18,0 x 18,0 cm	10
ALLEVYN® NON-ADHESIVE (S. 4)	66000351	744 987 8		5,0 x 5,0 cm	3
	66800024	261 961 4		5,0 x 5,0 cm	10
	66000352	744 988 4		10,0 x 10,0 cm	3
	66800022	261 962 0		10,0 x 10,0 cm	10
	66800020	261 963 7		10,0 x 20,0 cm	10
	66000353	744 989 0		15,0 x 15,0 cm	3
	66800013	714 760 5		15,0 x 15,0 cm	10
	66800023	756 421 4		20,0 x 20,0 cm	10
	66000663	261 978 4		40,0 x 70,0 cm	2
	66000695	744 990 9		10,5 x 13,5 cm	3
ALLEVYN® HEEL (S. 4)	66800021	260 053 7		10,5 x 13,5 cm	5
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE (S. 5)	66800833	503 017 0	5,0 x 5,0 cm	3,0 x 3,0 cm	10
	66800834	503 016 4	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10
	66800835	503 018 7	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10
	66800836	503 019 3	5,5 x 12,0 cm	3,0 x 9,5 cm	10
	66800837	503 020 1	8,0 x 15,0 cm	5,5 x 12,5 cm	10
	66800840	503 021 8	15,0 x 15,0 cm	12,5 x 12,5 cm	10
	66801012	745 098 2	10,0 x 20,0 cm	7,5 x 17,5 cm	10
	66801013	745 099 9	8,6 x 7,7 cm	6,1 x 4,8 cm	10
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE OVAL	66801014	745 10 07	13,1 x 15,2 cm	9,6 x 10,9 cm	10
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE MULTISITE	66801041	745 101 3	8,0 x 8,4 cm	5,4 x 5,8 cm	10
ALLEVYN® THIN	66047576	745 095 3		5,0 x 6,0 cm	10
	66047578	745 097 6		10,0 x 10,0 cm	5
	66045124	744 995 0		15,0 x 15,0 cm	3
	66047579	261 892 2		15,0 x 20,0 cm	3

Smith & Nephew Schweiz AG
Advanced Wound Management

T 041 766 22 44
F 041 766 39 04

Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug

www.smith-nephew.ch
awm.switzerland@smith-nephew.com

Wir stehen Medizinern und Pflegenden seit
über 150 Jahren unterstützend zur Seite.