

ALLEVYN[◇]

Gestion fiable de l'exsudat dans
les cas de figure les plus variés

Smith+Nephew

Simple, rapide, polyvalent



ALLEVYN[◇]
Pansements mousse

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

**Plus aucun trouble de cicatrisation
des plaies** : Nous souhaitons vous
aider à vous approcher chaque jour
un peu plus de cet objectif.

www.closetozero.de

+ Le pansement polyvalent qui s'adapte à tout



avec contour adhésif

ALLEVYN[◇] LIFE

- Gestion optimale de l'exsudat grâce à la structure à 5 couches et au cœur hyper-absorbant
- Avec contour adhésif extra larges et couche de contact avec la plaie en silicone pour une bonne tenue
- Amortit les impacts et les pressions de l'extérieur
- Couche de masquage intégrée pour rendre l'exsudat moins visible
- Indicateur pour aider à définir à quel moment le pansement doit être changé :


Forme de trèfle adaptée à presque toutes les zones du corps



Épaule



Genou



Coude



Disponible également pour le sacrum et le talon

+ Le pansement conformable



avec contour adhésif

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER

- Souple et extensible
- Avec contour adhésif et couche de contact avec la plaie en silicone
- Différentes formes et tailles disponibles, même des formes allongées, notamment pour les incisions en cicatrisation secondaire



Bas de la jambe



Disponible également pour le sacrum, le talon ou en pansement multisite.



sans contour adhésif

ALLEVYN[◇] GENTLE

- Souple et conforme
- Couche silicone en contact avec la plaie
- Peut être découpé au format souhaité
- Fixation secondaire requise



Bas de la jambe



Bas de la jambe



Abdomen

+ Le pansement à forte adhésivité



avec contour adhésif

ALLEVYN[®]
ADHESIVE

- Avec adhésif à base de polyacrylates doux pour la peau pour une forte adhésivité
- Pour les plaies dont la peau environnante est intacte



Disponible aussi sous la
forme ALLEVYN[®] SACRUM
pour le sacrum.

+ Le pansement sensible



sans contour adhésif

ALLEVYN[®]
NON-ADHESIVE

- Couche de contact avec la plaie non adhésive
- Particulièrement bien adapté aux peaux avec lésions
- Peut être découpé au format souhaité
- Fixation secondaire requise



Disponible aussi sous la forme
ALLEVYN[®] HEEL pour le talon.

+ Le pansement hyper flexible



avec contour adhésif

ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER LITE

- Fin et flexible
- Avec contour adhésif et couche de contact avec la plaie en silicone
- Existe aussi dans des tailles particulièrement petites ou allongées (p. ex. pour les orteils et les doigts), dans des formes ovales ou d'autres formes multisites et polyvalentes



Disponible aussi sous les formes
ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER
LITE MULTISITE et OVAL.



Abdomen



Clavicule



Coude



Genou



Doigt



auto-adhésif

ALLEVYN[◇] THIN

- Particulièrement fin et flexible
- Auto-adhésif, conformable et peut être coupé au format souhaité
- Constitué d'une matrice de polyuréthane avec superabsorbant inclus
- Optimal pour les formes anatomiques complexes



Bras



Bras



Bras


Le pansement antimicrobien

En cas d'infection, nous vous recommandons l'un de nos pansements antimicrobiens en mousse :



ALLEVYN[◇] Ag GENTLE BORDER

- Pansement à l'argent en mousse souple et extensible
- Avec contour adhésif et surface de contact avec la plaie en silicone



ALLEVYN[◇] Ag NON-ADHESIVE

- Pansement à l'argent en mousse non adhésif



Disponible aussi sous la forme ALLEVYN[◇] Ag HEEL pour le talon.

Ou l'association d'ALLEVYN[◇] avec les matériaux de remplissage de plaies suivants :

IODOSORB[◇] – Pansement / Pomme / Microsphères

- Action antiseptique sur 72 heures grâce à la matrice au cadexomère d'iode qui libère de l'iode en continu, selon les besoins
- Pour éliminer le biofilm




DURAFIBER[◇] Ag

Pansement antimicrobien en fibres formant un gel



ACTICOAT[◇] FLEX 3

Action bactéricide dès 30 minutes après sa pose, avec un effet longue durée contre un large spectre de germes pathogènes



Pour passer commande

Le pansement antimicrobien

Produit	Numéro de l'article	Pharmacode (CH)	Taille du pansement	Taille de la compresse	Quantité par boîte	
ALLEVYN® Ag GENTLE BORDER	66800436	423 458 0	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10	
	66800437	423 461 1	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10	
	66800438	423 462 8	12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10	
	66800439	423 464 0	17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10	
	66800082	367 449 5		5,0 x 5,0 cm	10	
ALLEVYN® Ag NON-ADHESIVE	66800084	367 450 3		10,0 x 10,0 cm	10	
	66800087	367 452 6		15,0 x 15,0 cm	10	
	66800090	367 453 2		20,0 x 20,0 cm	10	
ALLEVYN® Ag HEEL	66800098	377 091 6		10,5 x 13,5 cm	5	
ALLEVYN® Ag SACRUM	66800092	367 454 9	17,0 x 17,0 cm	13,5 x 13,2 cm	10	
	66800095	367 455 5	22,0 x 22,0 cm	18,0 x 18,0 cm	10	
IODOSORB® Pansement	66001290	371 966 0		5 g (4,0 x 6,0 cm)	5	
	66001291	371 967 7		10 g (6,0 x 8,0 cm)	3	
	66001292	371 970 8		10 g (6,0 x 8,0 cm)	5	
	66001293	371 968 3		17 g (8,0 x 10,0 cm)	2	
	66001298	756 42 37		4 x 10 g	4	
IODOSORB® Pommade	66001297	372 008 3		2 x 20 g	2	
	66001299	372 011 4		1 x 40 g	1	
	66001286	372 00 54		7 x 3 g	7	
IODOSORB® Micro-pellets DURAFIBER® Ag	66800034	538 883 6		5,0 x 5,0 cm	10	
	66800035	538 884 2		10,0 x 10,0 cm	10	
	66800036	538 885 9		15,0 x 15,0 cm	5	
	66800037	538 886 5		20,0 x 30,0 cm	5	
	66800038	538 887 1		2,0 x 45,0 cm	5	
	66800583	538 888 8		4,0 x 10,0 cm	5	
	66800584	538 889 4		4,0 x 20,0 cm	5	
	66800585	538 890 2		4,0 x 30,0 cm	5	
	ACTICOAT® FLEX 3	66800396	423 624 8		5,0 x 5,0 cm	5
		66800398	423 627 7		10,0 x 10,0 cm	5
		66800399	423 630 8		10,0 x 10,0 cm	12
		66800409	423 633 7		10,0 x 20,0 cm	12
66800419		423 634 3		20,0 x 40,0 cm	6	
66800432		423 636 6		40,0 x 40,0 cm	6	
66800435		423 672 2		10,0 x 120,0 cm	6	
						6
Produit Page	Numéro de l'article	Pharmacode (CH)	Taille du pansement	Taille de la compresse	Quantité par boîte	
ALLEVYN® LIFE (p. 2)	66801067	538 240 8	10,3 x 10,3 cm	5,1 x 5,1 cm	10	
	66801068	538 241 4	12,9 x 12,9 cm	7,6 x 7,6 cm	10	
	66801069	538 242 0	15,4 x 15,4 cm	10,2 x 10,2 cm	10	
	66801070	538 243 7	21,0 x 21,0 cm	15,4 x 15,4 cm	10	
	66801306	656 405 7	17,2 x 17,5 cm	12,4 x 8,5 cm	10	
ALLEVYN® LIFE SACRUM	66801307	656 406 3	21,6 x 23,0 cm	17,0 x 12,3 cm	10	
ALLEVYN® LIFE HEEL	66801304	656 409 2	25,0 x 25,2 cm	20,0 x 20,2 cm	5	

S+N vous propose une large gamme de produits pour le traitement des plaies. Pour plus de produits et d'informations : voir le catalogue produits pour la gestion des plaies S+N.

Pour passer commande

Produit Page	Numéro de l'article	Pharmacode (CH)	Taille du pansement	Taille de la compresse	Quantité par boîte	
ALLEVYN® GENTLE BORDER (p. 3)	66800269	369 752 7	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10	
	66800270	369 747 3	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10	
	66800272	369 749 6	12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10	
	66800273	369 750 4	17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10	
	66800900	503 023 0	10,0 x 20,0 cm	7,5 x 17,5 cm	10	
	66800264	732 279 3	10,0 x 25,0 cm	6,5 x 21,5 cm	10	
	66800265	732 280 1	10,0 x 30,0 cm	7,5 x 26,5 cm	10	
ALLEVYN® GENTLE BORDER HEEL	66800506	413 065 6	23,0 x 23,2 cm	20,0 x 20,2 cm	5	
ALLEVYN® GENTLE BORDER MULTISITE	66800959	667 245 6	17,1 x 17,9 cm	11,6 x 12,3 cm	10	
ALLEVYN® GENTLE BORDER SACRUM	66800897	503 022 4	16,8 x 17,1 cm	12,1 x 12,4 cm	6	
ALLEVYN® GENTLE (p. 3)	66802128	764 732 5		5,0 x 5,0 cm	10	
	66802129	764 733 1		10,0 x 10,0 cm	10	
	66802130	764 734 8		10,0 x 20,0 cm	10	
	66802131	764 735 4		15,0 x 15,0 cm	10	
	66802132	764 736 0		20,0 x 20,0 cm	10	
	66802133	764 737 7		20,0 x 50,0 cm	2	
	ALLEVYN® ADHESIVE (S. 4)	66800009	189 910 3	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10
66000599	362 611 9		10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10	
66800010	189 912 6		12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	10	
66000744	260 051 4		12,5 x 22,5 cm	10,0 x 20,0 cm	10	
66800011	189 913 2		17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	10	
66800012	756 422 0		22,5 x 22,5 cm	20,0 x 20,0 cm	10	
ALLEVYN® SACRUM (p. 4)	66800016	231 972 8	17,0 x 17,0 cm	13,5 x 13,2 cm	10	
66000451	222 004 2		22,0 x 22,0 cm	18,0 x 18,0 cm	10	
ALLEVYN® NON-ADHESIVE (p. 4)	66000351	744 987 8		5,0 x 5,0 cm	3	
	66800024	261 961 4		5,0 x 5,0 cm	10	
	66000352	744 988 4		10,0 x 10,0 cm	3	
	66800022	261 962 0		10,0 x 10,0 cm	10	
	66800020	261 963 7		10,0 x 20,0 cm	10	
	66000353	744 989 0		15,0 x 15,0 cm	3	
	66800013	714 760 5		15,0 x 15,0 cm	10	
	66800023	756 421 4		20,0 x 20,0 cm	10	
	66000663	261 978 4		40,0 x 70,0 cm	2	
	66000695	744 990 9		10,5 x 13,5 cm	3	
ALLEVYN® HEEL (p. 4)	66800021	260 053 7		10,5 x 13,5 cm	5	
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE (p. 5)	66800833	503 017 0	5,0 x 5,0 cm	3,0 x 3,0 cm	10	
	66800834	503 016 4	7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10	
	66800835	503 018 7	10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10	
	66800836	503 019 3	5,5 x 12,0 cm	3,0 x 9,5 cm	10	
	66800837	503 020 1	8,0 x 15,0 cm	5,5 x 12,5 cm	10	
	66800840	503 021 8	15,0 x 15,0 cm	12,5 x 12,5 cm	10	
	66801012	745 098 2	10,0 x 20,0 cm	7,5 x 17,5 cm	10	
	66801013	745 099 99		8,6 x 7,7 cm	6,1 x 4,8 cm	10
	ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE OVAL	66801014	745 107 07	13,1 x 15,2 cm	9,6 x 10,9 cm	10
ALLEVYN® GENTLE BORDER LITE MULTISITE	66801041	745 101 3	8,0 x 8,4 cm	5,4 x 5,8 cm	10	
ALLEVYN® THIN	66047576	745 095 3		5,0 x 6,0 cm	10	
	66047578	745 097 6		10,0 x 10,0 cm	5	
	66045124	744 995 0		15,0 x 15,0 cm	3	
	66047579	261 892 2		15,0 x 20,0 cm	3	