







 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 Höhe Armlehnen	 Sitzhöhe	 Gesamthöhe	 Gesamtlänge	 Sitztiefe	 Rückenhöhe	 Gewicht
67	38 40 42 44 48	23 25 27	45/47/49 51/52/53 54/55/56	119 121 124	112	46	75 77 79	25

Abweichungen bei Maße und Gewicht (1,5 cm / 1,5 kg) sind möglich

Der Schalenstuhl ist serienmäßig ausgestattet mit einem weichen Sitzkissen von 8 cm Dicke und einer Rückenhöhe von 77 cm. Die Höhe des Rückens und der Armlehnen hängen von der Stärke des Sitzkissens ab (6-8-10 cm).

Pulverbeschichtete Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 32mm verleihen dem Schalenstuhl eine gute Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Das Richtungsrad in der Mitte bietet eine verbesserte Laufführung des Stuhles entlang langer Korridore.

Die geformte Schaumpolsterung von Rücken und Sitz bringt ein Maximum an Komfort. Durch die Verwendung des Dartex-Materials werden Probleme des Feuchtigkeitstransportes erheblich reduziert.

Mehr als 50 Jahre Erfahrung und Forschung zeichnen die Produkte von Vermeiren aus. Moderne und individuell anpassbare Hilfsmittel sind das Ergebnis dieser Entwicklung.

Unser Grundprinzip lautet: Das Produkt muss sich Ihnen anpassen, und nicht umgekehrt. Verschiedene Ausstattungen machen das Sitzschalenstuhlsystem zu einem zuverlässigen Partner in der Hilfsmittelversorgung.

Optionen

- Kunstleder Bezug
- Überbreiten im Sonderbau (55, 60cm)

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 64
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 812 17 00
Fax: +41 (0) 31 812 17 02
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Altitude

KOMFORT UND SICHERHEIT



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Die Vorteile:



Die durchgehende Fußplatte mit Federmechanismus bietet dem Nutzer die Möglichkeit, während des Transfers die Füße darauf zu belassen.



Die Beine ruhen komfortabel auf einem Kissen, welches sich unabhängig zur Sitzkantelung vom Nutzer per Gasdruckfeder verstellen lässt.

Als Zubehör erhältlich ist ein leicht abklappbarer Therapietisch aus Holz, der sich in der Tiefe einstellen lässt. Eine schnelle Montage und Demontage ist gewährleistet. Auch bei Neigung der Sitzschale bleibt der Tisch in der Horizontalen.



-4° bis +36°

6 cm

8 cm

10 cm

Drei Sitzkissen sind erhältlich, die mittels Klettbindern fixiert werden. Die unterschiedliche Höhe der Kissen erlaubt die Anpassung an den Nutzer.

Eine leichte Neigbarkeit wird dadurch unterstützt, dass der Drehpunkt über dem Schwerpunkt liegt.

Schultergürtsystem



Vier gebremste Räder + Richtungsrad



Drei Positionen der Gasdruckfeder erlauben die Einstellung der Sitzhöhe zwischen 45 cm und 56 cm.

Zwei Farben nach Wahl:

DARTEX Grün



DARTEX Orange



Altitude