

Zweilagige Kompressionssets mit Zink oder Calamine*

CoFlex·TLC CALAMINE 2 LAYER COMPRESSION KIT

CoFlex·TLC ZINC 2 LAYER COMPRESSION KIT

Eine neue Dimension in der Kompressionstherapie Bandagen mit Zink- oder Calamine* Zusatz

- Lage 1 ist eine latexfreie, weiche PU-Schaumstoffbandage mit Calamine* oder Zinkkomponente.
- Lage 2 ist eine latexfreie, kohäsive und feuchtigkeitsbeständige Kompressionsbinde.
- Schmiert nicht an den Händen und die Kleidung bleibt sauber
- Standardmässig mit mittlerer Kompression von 25 – 30 mmHg
- Komfortabel, leicht und angenehm zu tragen = erhöhte Therapietreue
- Keine Druckstellen, kein Einschneiden oder Abschnüren der bandagierten Gliedmassen.
- Dank EasyTear® Technologie lässt sich die Bandage sauber reissen - keine Schere notwendig
- Ein in jeder Packung enthaltener Nylonstrumpf wird über den Verband gezogen und sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Erhältlich in den Breiten **7,6 cm und 10 cm mit Länge 6,4 m**

*** Calamine
stoppt
Juckreiz**

EasyTear
PATENTED TECHNOLOGY

8830UBC-TN	2 Stk	Calamine	7.6 cm x 6.4 m
8840UBC-TN	2 Stk	Calamine	10 cm x 6.4 m



8830UBZ-TN	2 Stk	Zink	7.6 cm x 6.4 m
8840UBZ-TN	2 Stk	Zink	10 cm x 6.4 m

Fachleute aus dem Gesundheitswesen sagen ...

Endlich - ein sauberer Zinkleimverband !

- Leicht und schnell anzuwenden
- Komfortabel und pflegend
- Bleibt feucht und verrutscht nicht
- Reduziert Ödeme und absorbiert
- Insbesondere der Calamineverband verhindert Juckreiz erfolgreich und pflegt strapazierte Haut!

Diese Aussagen treffen sowohl auf Calamine wie Zink zu!



Lage 1

Schaumstoffbinde
mit Calamine oder
Zink

Absorbiert



Lage 2

Kohäsive Kurzzugbinde
Feuchtigkeitsbeständig

Kontinuierliche
adaptive
Kompression



* Calamine = 98% Zink + 2% Eisen(III)-oxid. Calamine ist eine mit der Zinkoxidschüttelmixtur vergleichbare Lotion und wird durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als unentbehrliches Arzneimittel zur Behandlung von Juckreiz eingestuft.