

Artiflex®



Die hochgebauchte Polsterbinde zur Unterpolsterung von Starr-, Stütz- und Kompressionsverbänden.

Luftdurchlässig, hautverträglich, anschmiegsam.

Polsterbinden sollen exponierte Stellen vor den Einwirkungen des harten Gips- oder Glasfasermaterials schützen. Ihr bauschiges Material muss ausserdem so beschaffen sein, dass die Haut die – oft einige Wochen dauernde – Behandlung schadlos übersteht. Artiflex® gewährleistet einen guten Lagenverbund, einen faltenfreien Sitz und lässt sich dabei leicht verarbeiten. Die Binde ist hautverträglich und luftdurchlässig, weil die einzelnen Fasern nicht miteinander verklebt sind – auf chemische Bindemittel wurde vollkommen verzichtet.



Das Vliesmaterial ist weich, anschmiegsam und sanft polsternd.



Die einzelnen Bindentouren weisen einen guten Lagenverbund auf und verschieben sich nicht.

Produkteigenschaften

Artiflex® wird aus hautverträglichen Synthetik-Fasergemischen hergestellt und ist hochgebauscht.

- nimmt kaum Feuchtigkeit auf
- weiche Oberflächenstruktur
- temperatenausgleichend
- faltenfreier Sitz
- luftdurchlässig
- Artiflex® ist nicht autoklavierbar

Anwendungsgebiete

- Unterpolsterung von Starrverbänden jeder Art und Grösse
- Abpolstern harter Kanten und Schienen bei Starrverbänden
- Abpolstern von Schienen
- Unterpolsterung von Kompressionsverbänden

Technische Daten

- latexfrei

Produktzusammensetzung

Polsterwatte aus 100% synthetischen Fasern

Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.- Einheiten
Artiflex®		
Einzelbinde lose im Karton		
09044-00	3,0 m x 6,0 cm	50/50
09046-00	3,0 m x 10,0 cm	30/30
09046-09	3,0 m x 10,0 cm	6/30
09047-00	3,0 m x 15,0 cm	20/20

