



Spüllösungen B. Braun

Systemlösungen für die Spültherapie



Spüllösungen

Ecobag® Spüllösungen

SWISS + MADE



- Intra- und postoperative Spüllösungen für die Urologie und Orthopädie
- Frei von PVC, Latex und Weichmachern
- Steril und pyrogenfrei



Ecotainer® Spüllösungen



- Topische Spüllösungen
- PVC- und latexfrei
- Steril und pyrogenfrei
- Handliches Behältnis mit Drehverschluss zum Ausgiessen

Ecolav®



- Topische Spüllösungen mit Sprühdüse
- Für eine präzise Spülung
- Anwendung ohne Spritze möglich
- Kein Verwerfen von Spüllösung dank kleiner Volumengrößen
- PVC- und latexfrei




		Bezeichnung	Volumen	VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
Beutelmateriale	mehrschichtige Folie kein Umbeutel	Aqua Ecobag®	2000 ml	6	FREU852	3146508
			3000 ml	4	FREU912	2191292
Haltbarkeit	3 Jahre	NaCl 0.9% Ecobag®	2000 ml	6	FREU850	3939143
Beide Ports sind steril und müssen vor der ersten Anwendung nicht desinfiziert werden.			3000 ml	4	FREU910	4981302
			5000 ml	2	FREU950	4981319
		Ringer Ecobag®	2000 ml	6	FREU864	3939025
			3000 ml	4	FREU924	4981325
			5000 ml	2	FREU964	4981331
		Ringerlactat Ecobag®	3000 ml	4	FREU920	5991975
		Glycine 1.5% Ecobag®	3000 ml	4	FREU914	7804914
		Mannitol/Sorbitol 3% Ecobag®	3000 ml	4	FREU918	3047321
			5000 ml	2	FREU958	3047344

		Bezeichnung	Volumen	VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
Behältermateriale	Polyethylene	Aqua Ecotainer®	500 ml	10	0082423E	2125906
Haltbarkeit	3 Jahre		1000 ml	6	0082479E	2209000
Deckel-Farbkonzep	<input checked="" type="checkbox"/> NaCl 0.9% <input type="checkbox"/> Aqua <input checked="" type="checkbox"/> Ringer	NaCl 0.9% Ecotainer®	250 ml	12	3570110	3939597
			500 ml	10	3570130	3939485
			1000 ml	6	3570160	3939491
		Ringer Ecotainer®	250 ml	12	3570000	3939580
			500 ml	10	3570010	3939539
			1000 ml	6	3570030	3939545




		Bezeichnung	Volumen	VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
Behältermateriale	Polyethylene	NaCl 0.9% Ecolav®	30 ml	100	3570310	3939456
Haltbarkeit	3 Jahre		100 ml	20	3570350	3939433
		Ringerlactat Ecolav®	30 ml	100	3570490	3939462
			100 ml	20	3570500	3939479

Zubehör

Zubehör Urologie

Ecospike Nr. 1		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	Einläufiges Überleitungsgerät für die intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag® Standard-Beuteln	25	2112268	2521401
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope ▪ Ecospike Einstechdorn ▪ Tropfkammer ▪ Rollklemme ▪ Fließgeschwindigkeit ca. 800 ml/min ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 230 cm</p>			
Ecospike Nr. 2		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	TUR-Zwillingsgerät für intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag® Standard-Beuteln	25	2112270	2521418
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope ▪ Zwei Ecospike Einstechdorne ▪ Zwei Rastklemmen ▪ Y-Verbindungsstück ▪ Tropfkammer ▪ Rollklemme ▪ Fließgeschwindigkeit ca. 800 ml/min ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 210 cm</p>			
Ecospike Nr. 4		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	Einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperr für intra- und postoperative Blasenspülung	25	3806073	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope ▪ Ecospike Einstechdorn ▪ Tropfkammer ▪ Rollklemme ▪ Rücklaufsperr ▪ Fließgeschwindigkeit ca. 800 ml/min ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 210 cm</p>			

Zubehör Orthopädie

Ecospike-Arthros Nr. 1		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	Einläufiges Überleitungsgerät	25	3804003	3154844
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecospike Einstechdorn ▪ Tropfkammer ▪ Rollklemme ▪ Schlauchanschluss ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 330 cm</p>			
Ecospike-Arthros Nr. 2		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie mit Ecospike und Luer-Lock-Anschluss	25	2112278	5385660
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecospike Einstechdorn ▪ Tropfkammer ▪ Rollklemme ▪ Schlauchanschluss ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 330 cm</p>			
Verbindungsleitung Luer-Lock		VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
	Zum Ankoppeln an Überleitungssysteme mit Urologenkonus	25	2112274	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trichteransatz ▪ Luer-Lock-Ansatz ▪ Latexfrei <p>Gesamtlänge ca. 60 cm</p>			


Vorgefüllte Spülspritzen

B. Braun Omniflush® und PraxiJect™



- Gebrauchsfertiges, zeitsparendes Spülspritze mit NaCl 0.9%
- Omniflush: einfach steril: steril (Inhalt), nicht steril verpackt
- Praxiject: doppelt steril: steril (Inhalt), steril verpackt
- PVC-, DEHP- und Latexfrei

Anwendung



Weitere Angaben zur Handhabung können den Anwendungshinweisen entnommen werden.

		Bezeichnung	Volumen	VE / Stück	Art.-Nr.	Pharmacode
Haltbarkeit	2 Jahre	Omniflush® – einfach steril	3 ml	100 Stk.	EM-3513572	5045415
			5 ml	100 Stk.	EM-3513575	5045421
			10 ml	100 Stk.	EM-3513576	5045438
		Omniflush® mit SwabCap® – einfach steril	10 ml	100 Stk.	EM-3513576SC	7839551
		PraxiJect™ – doppelt steril	5 ml	100 Stk.	37055	7822638
			10 ml	50 Stk.	3705-4	1043142
			20 ml	60 Stk.	3706	7822640
		SwabCap®	-	200 Stk.	EM-SCXT3	6403986

