

HARTMANN



Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Bacillo® 30 Sensitive

Leistungsstarke und schonende Flächendesinfektion



Highlights:



Optimale Wirksamkeit

- Begrenzt viruzid
- Noroviruswirksam in 2 Minuten
- Tuberkulozid und mykobakterizid in 3 Minuten



Beste Reinigungsleistung

- Studie belegt: Bacillo® 30 Sensitive Tissues haben die beste Reinigungsleistung im Vergleich mit dem Wettbewerb [2]



Materialverträglich

- Für Displays, Tastaturen, Mobiltelefone, Tablets
- Empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte
- Makrolon®, Acrylglas, Polysulfon sowie Kunstleder



Hautverträglich

- farbstoff- und parfümfrei und ohne Handschuhe verwendbar*
- * Wenn Infektions- und Arbeitsschutz es erlauben.



Reichweitenstark

- Studie belegt: Bacillo® 30 Sensitive Tissues desinfiziert bis zu 30 m² mehr als vergleichbare Produkte [1]



Zukunftsorientiert

- hautverträglich und allergikerfreundlich
 - Verantwortungsvoller, schonender Wirkstoffeinsatz mit 60 % weniger Tensiden/Rückständen**
- ** im Vergleich zu Bacillo® 30




Green Tissues mit nachhaltigen Tüchern

- 100% plastikfreie Tücher
- frei von Mikroplastik

Bacillo® 30 Sensitive – Schnelldesinfektion auch für sensible Flächen mit aussergewöhnlich guter Materialverträglichkeit, hohen Wirksamkeiten und besonderer Anwenderfreundlichkeit

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzte viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.



Das Bacillo® 30 Sensitive Sortiment

	Packungs-inhalt	Artikel-nummer
Bacillo® 30 Sensitive Tissues	80 Tücher	981 848
	24 Tücher	981 866
Bacillo® 30 Sensitive Tissues in XXL	40 Tücher	981 865
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	120 Tücher	981 943
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues XL	80 Tücher	982 029
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 861
Bacillo® 30 Sensitive Foam	750 ml Flasche	981 844
	5 Liter Kanister	981 861



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

- 1 Flowpack mit 80 Tüchern. DITF; Dienstleistungszentrum Prüftechnologien Schweins M, E-0130-TT-20 (2020). Unveröffentlichter Bericht – Daten bei der BODE Chemie GmbH.
- 2 Bei der Entfernung einer Fett-Staub-Anschmutzung, Untersuchungsbericht WL 2566A/21 vom 29.04.2021, Vergleichende Untersuchung der Reinigungsleistung von 14 anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstüchern“, wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH. 3 Die getesteten anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstücher repräsentieren mehr als 90 % des wertmässigen Anteils (Stand Q1, 2021) des deutschen Marktes im Segment vorgetränkte Desinfektionstücher.



Hilft. Pflegt. Schützt.

(02.24)

IVF HARTMANN AG
Victor-v on-Bruns-Str . 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info

