

HARTMANN



Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Bacillo[®] 30 Sensitive

Désinfection puissante et douce des surfaces



Nouveaux points:



Efficacité optimale

- Efficace contre les coronavirus
- Activité virucide limitée
- Efficace contre les norovirus en 2 minutes
- Tuberculocide et mycobactéricide en 3 minutes



Compatible avec les matériaux

- Pour écrans, claviers, téléphones portables, tablettes
- Dispositifs médicaux sensibles non invasifs



Grande portée d'action

- Une étude a montré que les Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues désinfectent jusqu'à 30 m² plus que des produits comparables*

* Étude externe 2020; Flowpack contenant 80 lingettes



Bien toléré par la peau

- Certifiés par SGS Institut Fresenius
- Bonne tolérance cutanée du fait de l'absence de colorant et de parfum et utilisable sans gants*

* Lorsque la prévention des infections et la protection au travail le permettent



Orientés vers l'avenir


- Utilisation responsable et protectrice avec 60%* moins de tensioactifs/résidus

* Par rapport à Bacillo[®] 30

Bacillol® 30 Sensitive – Désinfection rapide des surfaces sensibles avec une compatibilité exceptionnelle avec les matériaux, une grande efficacité et une tolérance cutanée optimale

Efficacité

Activité virucide limitée (inkl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476/DVV)	1 min
Activité virucide limitée (EN 16777)	1 min
Bactéricide/levurocide (EN 13727/EN 13624/EN 16615/VAH)	1 min
Norovirus (EN 14476)	2 min
Tuberculocide (EN 14348)	3 min
Mycobactéricide(EN 14348)	3 min
Activité virucide limitée PLUS (EN 14476)	30 min
Adénovirus (EN 14476)	30 min
Rotavirus (EN 14476)	1 min



Substances actives

Éthanol 140 mg/g; propane-2-ol 100 mg/g; propane-1-ol 60 mg/g;
N-alkylaminopropyleglycine (CAS-Nr. 1397 34-65-9) 2 mg/g

La gamme Bacillol® 30 Sensitive

	Contenu	Réf.
Bacillol® 30 Sensitive Tissus	80 lingettes	981848
Dimensions des lingettes 180x200 mm	24 lingettes	981866
Bacillol® 30 Sensitive Tissus XXL	40 lingettes	981865
Dimensions des lingettes 230x380 mm		
Support Flowpack flex		981899
Support mural Flowpack		981205
Bacillol® 30 Sensitive Foam	Flacon de 750 ml	981844
	Bidon de 5 litres	981839



Utiliser les désinfectants de surface avec prudence.
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen
Tél. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info



HARTMANN



Helps. Cares. Protects.