

HARTMANN



Helps. Cares. Protects.

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

Wirksam und nachhaltig

Bacillol® Zero Tissues



NEU

Unser Anspruch: Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Anfang an

Menschen und ihre Gesundheit zu schützen, ist seit jeher das Ziel unserer Flächendesinfektion. Diesen Schutzanspruch erweitern wir, indem wir über die Aufgabe der Desinfektion hinaus auch den Schutz der uns umgebenden Welt miteinbeziehen.

Unsere Lösung ist ein neues, ganzheitliches, nachhaltiges Produktkonzept.

Bacillo® Zero Tissues verkörpern diese neue Generation der Flächendesinfektion, indem sie von Anfang an sicherstellen, dass Anwendung, Wirksamkeit und Verpackungskonzept auf Menschen und Umwelt abgestimmt sind.



Nachhaltig
auf allen
Ebenen.



Bacillo!® Zero Tissues:

Die nachhaltige Zukunft
der Flächendesinfektion

Nachhaltigkeit
Wirksamkeit
Materialverträglichkeit
Anwenderfreundlichkeit



Die Innovation: organic acid complex

Der patentierte Wirkstoffkomplex der Bacillo® Zero Tissues stellt eine neue Dimension in der Flächendesinfektion dar. Auf Basis organischer Fruchtsäuren steht er für umfassende Desinfektionsleistung und einen nachhaltigen Einsatz im Arbeitsalltag unserer Anwender.



Nachwachsender Rohstoff

Auf Basis organischer Fruchtsäuren



Frei von gängigen Wirkstoffen

QAV, Oxidantien und Alkohole sind nicht enthalten



Sehr gute Materialverträglichkeit

Bedenkenlos auch auf allen patientennahen Oberflächen und Touchscreens einsetzbar



Zugelassen gemäss BPR*

Bestätigt durch das vereinfachte Zulassungsverfahren der BPR

* Registriert im vereinfachten Zulassungsverfahren BPR, das darauf abzielt, die Verwendung von Biozidprodukten zu fördern, die weniger schädlich für die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier sind, aber dennoch gegen Keime wirksam sind.

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH	hoch	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	hoch	2 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	hoch	60 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615*	hoch	2 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615*	hoch	2 Min.
Viruzid	EN 14476 / EN 16615*	hoch	2 Min.

* Modifizierter 4-Felder Test








Bakterizid, levurozid und viruzid in 2 Minuten

Nachgewiesen im Suspensionsversuch
und im praxisnahen 4-Felder-Test.

Organisch und ressourcenschonend

Mehr als
98,5%
Inhaltsstoffe
organischen Ursprungs

Die Rezeptur, das Tuchmaterial und das Verpackungskonzept sind der Gradmesser für ein wirklich grünes Desinfektionstuch. Bacillo!® Zero Tissues punkten hier durch natürliche Rohstoffe, eine Folie und einen Karton, die vollständig recycelbar sind sowie hohe CO₂-Einsparungen. Das alles macht die Bacillo!® Zero Tissues zu einem nachhaltigen Produkt auf allen Ebenen.

-  **Tücher zu 100 % plastikfrei**
Aus nachwachsenden Rohstoffen einer nachhaltigen Forstwirtschaft
-  **Biologisch abbaubare**
und kompostierbare Tuchfaser*
-  **Keine Gefahrstoffkennzeichnung**
Frei von besorgniserregenden Stoffen
-  **Bis zu 75 % geringerer CO₂-Fussabdruck**
als herkömmliche Flächendesinfektionstücher
-  **Nachhaltige Verpackungsfolie,**
die zu 100 % recycelfähig ist

* gilt nur für die Tuchfaser ohne Tränklösung



Bacillo!® Zero Tissues – zugelassen nach MDR** - & BPR-Standard

Bereits heute sind all unsere Qualitäts- und regulatorischen Systeme vollständig auf MDR umgestellt. Somit gewährleisten wir unseren Anwendern eine kontinuierliche Belieferung mit sicheren und nach MDR zugelassenen Produkten. Dies gilt auch für die Bacillo!® Zero Tissues.

Zusätzlich sind die Bacillo!® Zero Tissues als Biozid gemäss der europäischen BPR zugelassen. Somit erfüllen die Bacillo!® Zero Tissues als Dual-Use Produkt die neuesten regulatorischen Standards und unterstützen sicher unsere Kunden in der täglichen Arbeit.

** Medical Device Regulation.

Starten Sie mit uns und **Bacillol® Zero Tissues** in eine nachhaltigere Zukunft

- +** **Nachhaltig auf allen Ebenen –**
organischer Wirkstoff, 100% plastikfreie Tücher,
recyclebares Verpackungskonzept
- +** **Umfangreich wirksam –**
bakterizid, levurozid und viruzid in 2 Minuten
- +** **Sehr gute Materialverträglichkeit –**
bedenkenlos auch auf allen patientennahen
Oberflächen einsetzbar

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer
Bacillol® Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Grösse 20 x 17 cm	981935
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981205
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981899



Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen
Tel. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info

