



Technical File für/Fiche technique pour » forni-flac » Urinbeutel – sac à urine

Artikelnummer/Référence	00380
Bezeichnung/Désignation	forni-flac Urinbeutel 2000 ml, unsteril mit Kreuzausgang forni-flac sac à urine 2000 ml, non stérile avec sortie en croix
Beschreibung/Description	forni-flac Urinbeutel (Bettbeutel) 2000 ml, unsteril mit Rücklaufventil, Sicherheits-Kreuzausgang und 90 cm Schlauch forni-flac sac à urine (sac pour le lit) 2000 ml, non stérile avec valve anti-retour, sortie de sécurité en croix et tuyau de 90 cm
Eigenschaften/Propriétés	Mit Graduierung 100 ml, bzw. 500 ml (blaue Striche) und beidseitig je 1 perforierte Öse an der Beuteloberseite zur Aufhängung (Anbringung) mittels Halter am Bett Avec indication de volume chaque 100 ml, soit 500 ml (lignes bleues) et de chaque côté du sac une perforation pour la suspension (fixation) au lit à l'aide d'un support
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. double stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % PVC, Rückseite weiss, Vorderseite transparent 100 % PVC, sur l'arrière blanc, devant transparent
Farbe/Couleur	Weiss/ transparent Blanc/ transparent
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Beutel/ Sac: Inhalt/ volume: 2000 ml ± 15 %, Länge/ longueur 250 mm + 2 mm, Breite/ largeur 180 mm + 2 mm Schlauch/ tube: Länge/ longueur: 90 cm, durchsichtig/ transparent Ø Aussen / dehors: Ø 7 mm Ø Innen/ intérieur: Ø 6.5 mm
Gewicht/Poids	1 carton de 250 pièces = 12.5 kg
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück, Karton à 25 Beutel (250 Stück) Sachet de 10 pièces, carton de 25 sachets (250 pièces)
Markierung/Marquage	CE



Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical gmbh, CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-38-04-04						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160160218 (Beutel/ sachet)						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160160201 (Karton/ carton)						
GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Nach operativen Eingriffen oder bei Harninkontinenz Après intervention post-op, ou incontinence urinaire						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern, ideal bei 8 – 30 °C Conserver au sec et frais, idéal entre 8 – 30 °C						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Produktionsdatum 5 ans après date de fabrication						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3924.9000						

