



**Technical File für/Fiche technique pour » forni-flac » Urinbeutel – sac à urine**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>00292</b>
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	<b>forni-flac Urinbeutel 2000 ml, unsteril forni-flac sac à urine 2000 ml, non stérile</b>
<b>Beschreibung/Description</b>	forni-flac Urinbeutel 2000 ml, unsteril mit Rücklaufventil und 90 cm Schlauch forni-flac sac à urine, 2000 ml, non stérile avec valve anti-retour, tuyau 90 cm
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Mit Graduierung 100 ml, bzw. 500 ml (blaue Striche) und beidseitig je 1 perforierte Öse an der Beuteloberseite zur Aufhängung (Anbringung) mittels Halter am Bett Avec indication de volume chaque 100 ml, soit 500 ml (lignes bleues) et de chaque côté du sac une perforation pour la suspension (fixation) au lit à l'aide d'un support
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. double stérile</i>
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	100 % PVC, Rückseite weiss, Vorderseite transparent 100 % PVC, sur l'arrière blanc, devant transparent
<b>Farbe/Couleur</b>	Weiss/ transparent Blanc/ transparent
<b>Masse / Kapazität Dimensions/Capacité</b>	<b>Beutel/ Sac:</b> Inhalt/ volume: 2000 ml ± 15 %, Länge/ longueur 250 mm + 2 mm, Breite/ largeur 180 mm + 2 mm <b>Schlauch/ tube:</b> Länge/ longueur: 90 cm, durchsichtig/ transparent Ø Aussen / dehors: Ø 7 mm Ø Innen/ intérieur: Ø 6.5 mm
<b>Gewicht/Poids</b>	1 Karton à 250 Stück = 10.6 kg 1 carton de 250 pièces = 10.6 kg
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	n/a
<b>Verpackung/Emballage</b>	Beutel à 10 Stück, Karton à 25 Beutel (250 Stück) Sachet de 10 pièces, carton de 25 sachets (250 pièces)
<b>Markierung/Marquage</b>	CE



<b>Lieferant / Hersteller</b> <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical gmbh, CH-9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-38-04-03						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	15.15.01.00.1						
<b>GTIN Ebene 1/niveau 1</b>	7640160160119 (Beutel/ sachet)						
<b>GTIN Ebene 2/ niveau 2</b>	7640160160102 (Karton/ carton)						
<b>GTIN Ebene 3/ niveau 3</b>	n/a						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
<b>Bioburden-Test vorhanden</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Nach operativen Eingriffen oder bei Harninkontinenz Après intervention post-op, ou incontinence urinaire						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par personnel médical						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern, ideal bei 8 – 30 °C Conserver au sec et frais, idéal entre 8 – 30 °C						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Produktionsdatum 5 ans après date de fabrication						
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3924.9000						

