



Technical File für/Fiche technique pour *Urinbeutelhänger/ Support pour sacs à urine*

Artikelnummer/Référence	00101			
Bezeichnung/Désignation	Urinbeutelaufhänger/ Support pour sacs à urine			
Beschreibung/Description	Urinbeutelaufhänger zur Fixierung ans Bett Support pour sacs à urine pour le lit			
Eigenschaften/Propriétés	Latex- und DEHP-frei/ sans latex et DEHP			
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double	
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	PVC			
Farbe/Couleur	Ref : 00101 dunkelblau/ bleu foncé			
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/Taille	Gewicht/ VE Poids/ sachet	GTIN (sachet)
	0101	Universalgrösse/ taille unique	168 gr	7640160160027
Reinigung/Nettoyage	Mit Seife abwaschbar, oder mit Desinfektionsmittel reinigen Lavable avec du savon ou avec du désinfectant			
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück/ Sachet de 10 pièces			
Markierung/Marquage	CE			
Hersteller/Fabricant	Changshu Taining Medical Equipment Co., Ltd NAN Shou, Yangyuan Town, Changshu, Jiangsu, CN-215562			
Lieferant / Fournisseur / CH-REP	forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf			
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir
e-class	34380408			
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a			
GMDN N°	41052			
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP	
Bioburden-Test vorhanden Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non	



Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Damit die Urinbeutel nicht auf dem Boden liegen, werden diese mittels Urinbeutelauflieger am Bett oder einer geeigneten Stelle aufgehängt. Der Schlauch wird in die richtige Position gebracht, sodass er nicht knickt und es keinen Rückstau gibt. Le support est utilisé pour éviter que le sac à urine soit par terre. Il ce fix soit au lit ou à une place appropriée. Le tuyau est a positionner correctement, afin qu'il ne se reproduise pas de rétention d'urine dans le tuyau.
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par le personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern, ideal bei 8 – 30 °C Conserver au sec et frais, idéal entre 8 – 30 °C
Einwegprodukt/Produit <i>jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non pro patient/ par patient
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre nach Produktionsdatum 5 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3924.9000
Etikette nach MDR/ <i>Etiquette selon MDR</i>	<p>fm forni medical gmbh REF 00101 Urinbeutelhalter dunkelblau, Beutel à 10 Stück Dispositif du suspension pour sacs à urine, bleu foncé, sachet de 10 pièces Sospensione sacchi urine blu scuro, sacchetto da 10 pezzi</p> <p>Universal Beutel/sachet/sacchetto - 10 Stk/ pcs/ pz</p> <p>MD LOT 789-21   </p> <p>CE     2025-09</p> <p>CH REP  2020-09</p> <p>Forni medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch</p> <p> Forni medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch</p> <p>UDI </p> <p> Changshu Taining Medical Equip. Co. (01)07640160160027 Ltd. CN-215562 Changshu (17)250930 +86 (512) 52475879 (10)789-21</p>



