

BLUTDRUCKMESSGERÄT

Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch

# RBP-100

## Blutdruckmessgerät



 **Riester**

# RBP-100 BLUTDRUCKMESSGERÄT

**Kleines, leichtes und praktisches Blutdruckmessgerät für den klinischen Gebrauch**

## **Eigenschaften:**

**Großer Speicher**

**Mittelwertmessung**

**Nach den neuesten Standards entwickelt**

**LCD Bildschirm**

**Auskultatorischer Modus**

**Oszillometrischer Modus**

**Erkennen von Herzrhythmusstörungen**

**In 4 Versionen erhältlich**

- Wand Modell
- Tisch Modell
- Mobiles Modell
- Modell für Schienenbefestigung

**Schnellanschluss**

**Wiederaufladbare Akkus**

**Adapter**

**Einzigartige Vorteile zu einem interessanten Preis**

**Zertifiziert:**

ISO EN 13485

Entsprechend: 93/42 EWG

## **Nutzen:**

Speicherplatz für 210 Messungen

Sicherheit für Klinikpersonal und Patienten (reduziert den sog. Weißkittel-Effekt)

Klein, leicht, mobil und praktisch einsetzbar

Gute Lesbarkeit

Manuelle Messungen

Automatische Messungen

Schnelle Erkennung – Schutz des Patienten

Flexibel

Einfacher und schneller Wechsel der Manschette

1000 Messungen bei vollem Akku

Während dem Laden kann gemessen werden

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Medizinprodukt Klasse IIa

**Tisch Modell:**

**Nr. 1740**

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß  
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh  
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



**Mobiles Modell:**

**Nr. 1741**

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß  
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh  
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



**Optional:**

Zusätzlicher Korb, klein: 25 x 9 x 20 cm

**Nr. 10392**

Zusätzlicher Korb, groß: 23 x 23 x 25 cm

**Nr. 10393**

**Wand Modell:**

**Nr. 1742**


2,5 m Schlauch mit Metallanschluß  
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh  
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



**Modell für Schienenbefestigung:**

**Nr. 1743**

2,5 m Schlauch mit Metallanschluß  
NiMH Batterien (4 Stück), 4,8 V 2400 mAh  
AC/DC Adapter 7,5 V, 1,5 A (EU, US, UK, Austr.)



**Lieferumfang aller Modelle:**

2 Manschetten: M und L-XL Softmanschette ohne D-Ring

Plastik-Schnellverschluß

Lieferung der Manschette mit 30 cm Schlauch

Plastikkorb: klein

Gebrauchsanweisung

**RBP-100**  
BLUTDRUCKMESSGERÄT



## Technische Daten:

<b>Messung:</b>	Oszillometrischer Modus Auskultatorischer Modus
<b>Messbereich:</b>	Systole: 60 - 255 mmHg Diastole: 30 - 200 mmHg Puls: 40 - 200 bpm
<b>Messdauer:</b>	30 - 40 sek.
<b>Statische Genauigkeit:</b>	± 3 mmHg
<b>Genauigkeit Puls:</b>	± 5 %
<b>Spezifikation Manschetten:</b>	
Größe:	M 22 - 32 cm L - XL 32 - 52 cm
Optional:	S 14 - 22 cm
Verlängerungsschlauch:	2,5 m
Material:	latexfrei
Manschettendruck:	0 - 310 mmHg
Leistung:	AC/DC Adapter 7,5 V/1,5 A NIMH AA 4,8 V 2400 mAh Wiederaufladbare Batterien
<b>Klinisch validiert:</b>	Bluthochdruck, niedriger Blutdruck, Diabetes, Schwangerschaft, Schwangerschaftsvergiftung, Atherosklerose, Nierenerkrankungen im Endstadium, Adipositas und ältere Menschen, Kinder älter als 3 Jahre  BIHS - validierte Technologie
<b>Gewicht:</b>	510 g
<b>Metallständer:</b>	Höhenverstellbar 75 - 120 cm
<b>Korb:</b>	klein, Plastik
<b>ISO EN 13485: Entsprechend:</b>	Klasse IIa 93/42 EWG
<b>Garantie:</b>	2 Jahre