

Kirchner COLORSCOP® DUO

Kirchner COLORSCOP® Duo Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Wir wenden für die Herstellung dieser Stethoskope hochwertige Materialien. Durch die erstklassige Verarbeitung eignet sich dieses Stethoskop hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst für alle Untersuchungen. Das Doppelkopf-Bruststück kann von der Membran- auf die Trichterseite durch Drehen am Schlauch umgeschaltet werden. Die austauschbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schalleitung. Die Auswahl an acht verschiedenen Farben schließt ein Verwechseln unter den Anwendern nahezu aus.

Kirchner COLORSCOP® Duo stethoscopes bring colour into your everyday routine. We use high-quality materials for the production of these stethoscopes. Due to its first-rate workmanship, this stethoscope is suited extremely well for daily use in clinics or by nurses for all types of examinations. The double-sided chest piece can be switched from diaphragm to bell mode by twisting the tube. The exchangeable diaphragm is reinforced with fibre-glass and is therefore especially sensitive. The sound bell is made of metal and therefore guarantees a good resonance because of optimal sound conduction. The available selection of eight different colours almost completely eliminates the possibility of a user mistaking their instrument for that of another.

Kirchner COLORSCOP® Duo Kirchner COLORSCOP® Duo

- das bunte Doppelkopf-Stethoskop
- Membran Ø 43,8 mm
- Schlauchlänge ca. 55 cm
- umschaltbar
- the colourful dual-head stethoscope
- diaphragm Ø 43.8 mm
- tube length approx. ca. 55 cm
- reversible

1	rot red	REF 06.22100.014 (43640)
2	schwarz black	REF 06.22100.024 (43645)
3	blau blue	REF 06.22100.034 (43641)
4	grün green	REF 06.22100.044 (43647)
5	gelb yellow	REF 06.22100.054 (43642)
6	lila violet	REF 06.22100.094 (43639)
7	türkis turquoise	REF 06.22100.124 (43635)
8	pink pink	REF 06.22100.134 (43636)



ERSATZTEIL | SPARE PART

Ohroliven | Ear tips



Ø 5,0 mm

schwarz, VE = 10 Stk.
black, PU = 10 items

REF 06.91120.021 (42508)

Farbbeispiele | Example of available colours

