

# Kirchner COLORSCOP® PLANO

## FLACHKOPF-STETHOSKOPE | FLAT-HEAD STETHOSCOPIES

Kirchner COLORSCOP® Plano Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Wir verwenden für die Herstellung dieser Stethoskope hochwertige Materialien. Durch die erstklassige Verarbeitung eignen sich diese Stethoskope hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst unter anderem sehr gut zur Blutdruckmessung, da sie sehr gut unter jede Blutdruckmanschette passen. Die auswechselbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schallleitung. Die Auswahl an acht verschiedenen Farben schließt ein Verwechseln unter den Anwendern nahezu aus.

Kirchner COLORSCOP® Plano stethoscopes bring colour into your daily routine. We use high-quality materials for the fabrication of this stethoscope. Due to its top-rate craftsmanship, this stethoscope is extremely well suited for daily use in doctoral or nursing clinics for (among other things) measuring blood pressure as it fits very well under any blood pressure cuff. The exchangeable diaphragm is reinforced with fibreglass and is therefore especially sensitive. The sound bell is made of metal and therefore guarantees a good resonance because of optimal sound conduction. The available selection of eight different colours almost completely eliminates the possibility of a user mistaking their instrument for that of another.

### Kirchner COLORSCOP® Plano Kirchner COLORSCOP® Plano

- das bunte Schwesternstethoskop
- Membran Ø 43,8 mm
- Schlauchlänge ca. 55 cm
- the colourful stethoscope for nurses
- diaphragm Ø 43.8 mm
- tube length approx. ca. 55 cm

1	rot   red	REF 06.10100.014 (43620)
2	schwarz   black	REF 06.10100.024 (43625)
3	blau   blue	REF 06.10100.034 (43621)
4	grün   green	REF 06.10100.044 (43627)
5	gelb   yellow	REF 06.10100.054 (43622)
6	lila   violet	REF 06.10100.094 (43629)
7	türkis   turquoise	REF 06.10100.124 (43632)
8	pink   pink	REF 06.10100.134 (43633)



## ERSATZTEIL | SPARE PART

### Ohroliven | Ear tips



Ø 5,0 mm

schwarz, VE = 10 Stk.  
black, PU = 10 items

REF 06.91120.021 (42508)

### Farbbeispiele | Example of available colours

