

Comprilan®



Die textilelastische und sehr hautfreundliche Kurzzugbinde.

Für phlebologische und lymphologische Versorgungen.

Bei Patienten mit empfindlicher oder vorgeschädigter Haut werden hohe Anforderungen an eine gute Verträglichkeit und angenehme Trageigenschaften einer Kompressionsbinde gestellt. Gleichzeitig dürfen die elastischen Eigenschaften nicht zu kurz kommen. Comprilan® verbindet die ideale Druckwirkung einer Kurzzugbinde mit den Trageigenschaften der reinen Baumwollbinde.

Produkteigenschaften

Comprilan® besteht zu 100% aus Baumwolle. Sie ist deshalb sehr gut hautverträglich. Gleichzeitig verfügt die dehnbare Kurzzugbinde über eine hohe Haltbarkeit und ist sehr strapazierfähig. Die Binde lässt sich sowohl unter kliniküblichen Bedingungen als auch vom Patienten selbst mehrfach waschen. Die Bindenden fransen dabei nicht aus.



Das Gewebe von Comprilan® ist luftdurchlässig, atmungsaktiv und schweissabsorbierend.

Weitere Eigenschaften

- Muskelpumpe wird aktiviert und unterstützt
- niedriger Ruhedruck bei hohem Arbeitsdruck
- Längsdehnung von ca. 90%
- luftdurchlässig und hautfreundlich
- unempfindlich gegenüber Schweiß, Fett und Salben
- hohe Kantenstabilität
- sterilisierbar

Anwendungsgebiete

Comprilan® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen zur Unterstützung der Muskelpumpe und zum Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen bei bzw. nach

- Varikosis
- chronischer Veneninsuffizienz (einschliesslich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- primären oder sekundären Lymphödemen

Anwendungsdauer

unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen

Technische Daten

- latexfrei
- ca. 90% Längsdehnung

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
-----	-----------	-----------------

Comprilan®

1 Binde in Faltschachtel

01026-00	5,0 m x 6,0 cm	5/200
01027-00	5,0 m x 8,0 cm	5/170
01028-00	5,0 m x 10,0 cm	5/140
01029-00	5,0 m x 12,0 cm	5/120

Economy, Einzelbinde lose im Karton

45381-00	5,0 m x 6,0 cm	10/80
45382-00	5,0 m x 8,0 cm	10/80
45383-00	5,0 m x 10,0 cm	10/80
45384-00	5,0 m x 12,0 cm	10/80

(Länge gedehnt)

MiGel: 34.22.01

