

Conveen® Optima Messschablone

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Conveen® Optima

40 mm





21 mm

25 mm

28 mm

30 mm

35 mm





Finden Sie die richtige Grösse:

Legen Sie die Schablone in der Mitte des Penisschaftes an, und bestimmen Sie den Penisdurchmesser. Bitte messen Sie den Penis im nicht erigierten Zustand. Wählen Sie im Zweifelsfall die kleinere Grösse.

Sie möchten mehr über die Anwendung von Kondom-Urinalen wissen? Rufen Sie unseren kostenfreien Beratungsservice an unter **0800 777 070** wir helfen Ihnen gern. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.coloplast.ch.

Conveen® Optima, Silikon, selbsthaftend (Latexfrei)



Artikel-Nr.	Umfang in mm	Grösse Ø in mm	Schaftlänge in cm	St./VE	Pharmacode
221210	66	● 21	5	30	3451051
221250	79	● 25	5	30	3451068
221300	94	● 30	5	30	3451074
221350	110	● 35	5	30	3451080
220250	79	● 25	8	30	3450554
220280	88	● 28	8	30	6227466
220300	94	● 30	8	30	3450560
220350	110	● 35	8	30	3450577
220400	126	● 40	8	30	3450583