


Coraille

Farbe



B52 - Serumhalter



Hohe Rückenschale



Fußpedal für die Feststellbremse

modellCORAILLE


Für eine Nutzung im Außenbereich wurde das Modell Coraille als eine Fahrgestellvariante mit 6'-Vorderrädern und 12'-Hinterädern ausgestattet.

Option: Therapietisch

Die Beine ruhen komfortabel auf einem Kissen, welches sich unabhängig zur Sitzkantelung vom Nutzer per Gasdruckfeder verstellen lässt.

Die durchgehende Fußplatte mit Federmechanismus bietet dem Nutzer die Möglichkeit, während des Transfers die Füße darauf zu belassen.

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch



67	38 40 42 44 48	23 (6cm Kissen) 25 (8cm Kissen) 27 (10cm Kissen)	45.47.49 51.52.53 54.55.56	119 121,5 124	75 77 79	-4/36°	46	112	36	120
79 (XXL) 79 (XXXL)	55 60	23	54.55.56	124	78		50	112	37	150

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.