

Distributed by  
**puras**  
031 996 85 85  
puras.ch

# EZ1

Multifunktion in  
neuer dimension



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Daten EZ1



Gesamtbreite



Sitzbreite




Höhe Armlehnen



Sitzhöhe



Gesamthöhe



Rückenhöhe



Sitzwinkel



Rückenwinkel



Sitztiefe



Gesamtlänge



Gewicht



Benutzer Gewicht

600	390											
630	420											
660	450											
690	480	190-290	490/620	1020	500/600	-5°/15°	0°/50°	430/520	1116	43,45	150	
720	510											
750	540											
780	570											

Maße in mm, Gewicht in kg. Toleranzen bei Maßen und Gewichten: +/- 15 mm / 1,5 kg.


## Verstellmöglichkeiten




Individuell anpassbare Kopfstütze



Höhen-/tiefenverstellbare Armlehnen  
Sitzschlitten / Sitztiefeanpassung



Beinstützen mit Längenausgleich nach außen + innen abklappbar,  
höhenverstellbar, Fuß- und Wadenplatten einstellbar, Spitzfußverstellung



## Optionen



L04 - Rückenpelotten



T30 (12"-Räder)



## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

