

HESS Behandlungswagen

Eco Boy – Höhe 78 und 88 cm



- Gestell: Rundrohr Ø 25 mm
- glanzverchromt
- Lenkrollen Ø 80 mm, schwarz
- Tablare aus Melamin
- Tablare abnehmbar
- max. Tragkraft pro Tablar: 40 kg

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Eco Boy – Höhe 78 cm

52 x 52 cm	HE02-150.031
42 x 62 cm	HE02-130.031
52 x 77 cm	HE02-170.031

Eco Boy – Höhe 88 cm

52 x 52 cm	HE02-155.031
42 x 62 cm	HE02-135.031
52 x 77 cm	HE02-175.031

Auch mit blockierbaren Rollen erhältlich.

Behandlungswagen – Zubehör



Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Abfallsammler
mit Schwenkhalterung **H02-300**

Einwegsäcke
Karton à 25 Rollen
à 50 Stück **H02-301.800**



Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Abwurf mit Schale
aus Edelstahl **H02-302**



Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Halterung
für Entsorgungsboxen **H02-999**



Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Wandabweiser
Set à 4 Stück **H02-307**



Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Halterung
für Entsorgungsboxen **H02-999**