

Hautküretten

Die Kai Hautküretten eignen sich für die Kürettage von Basalzellkarzinomen sowie von Warzen und anderen benignen Neoplasien der Haut.

Ansichten



Vorteile

Hervorragende Qualität

Die einseitig und extrem scharf geschliffene Schnittkante aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Kürettage bei weichem oder schwachem Gewebe.

Benutzerfreundlich

Die Größenangabe auf jeder Stanze sorgt für einfache Identifizierung.

Steril verpacktes Einwegprodukt

Wissen

Die Kürette hat einen festen Platz innerhalb des dermatologischen, diagnostischen und therapeutischen Instrumentariums und ist dabei eines der am vielseitigsten anwendbaren Instrumente. So wird sie auch zunehmend in anderen Fachrichtungen, wie z. B. der plastischen Chirurgie oder der Gynäkologie, angewendet.

Die Kürette ist extrem scharf und gewährleistet dadurch eine präzise und schonende Gewebeentfernung. Auch der Einsatz in der Therapie oberflächlicher maligner Tumoren ist möglich. Die enorme Schneidefähigkeit erleichtert das Arbeiten im Vergleich zum herkömmlichen Produkten erheblich.

Ziel der Kürettage ist die Entfernung einer oberflächlichen Hautveränderung mit minimaler Schädigung des umgebenden Gewebes.

Bestelldaten

Hautküretten

REF	PZN	Größe	VPE
MK402	3690034	2,0 mm	20 Stck.
MK403	8828767	3,0 mm	20 Stck.
MK404	8828744	4,0 mm	20 Stck.
MK405	3690732	5,0 mm	20 Stck.
MK407	8828744	7,0 mm	20 Stck.