

# Elastofix®



**Der hochelastische Netzschlauchverband.**

**Einfache und schnelle Applikation.**

**An Kopf, Rumpf und Extremitäten ist eine schnelle Fixierung von Verbänden schwierig und nicht selten mit grossem Material- und Zeitaufwand verbunden. Als Alternative bietet sich hier der hochelastische Netzschlauchverband Elastofix® an. Mit nur 4 Grössen können alle Anwendungen abgedeckt werden.**

### Produkteigenschaften

Elastofix® ist ein hochelastischer Netzschlauch aus 55% Baumwolle, 20% Polyamid und 25% Elastodien. Das Material kann an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden, ohne dass es einreisst oder ausfranst. Elastofix®-Verbände sitzen rutschfest und sicher. Sie passen sich der Körperoberfläche gut an, ohne Stauungen und Abschnürungen zu verursachen. Der normale Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch der Haut bleibt uneingeschränkt erhalten.



*Elastofix® ist anpassungsfähig.*

### Weitere Eigenschaften

- hochelastisch
- gut hautverträglich
- schneller Wechsel der Wundauflage, einfache Wundinspektion
- ideal für häufigen Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

zur Fixierung von Verbänden jeder Art und Grösse an Kopf, Rumpf, Extremitäten und Fingern



*Elastofix® Netzschlauch fixiert sicher und passt sich der Körperoberfläche gut an, ohne Stauungen und Abschnürungen zu verursachen.*

### Technische Daten

- enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können

### Produktzusammensetzung

55% Baumwolle  
25% Elastodien  
20% Polyamid

### Lieferformen

REF	Abmessung	Verp.-Einheiten
<b>Elastofix®</b>		
Grösse A		
für kleine Extremitäten und Finger		
02140-00	25 m gedehnt	1/20
Grösse B		
für grosse Extremitäten und kleine Köpfe		
02141-00	25 m gedehnt	1/20
Grösse C		
für kleinen und mittleren Rumpf und grosse Köpfe		
02142-00	25 m gedehnt	1/10
Grösse D		
für grossen Rumpf		
02143-00	25 m gedehnt	1/10

MiGeL: 34.30.02

