



Das Erkaphon alu ist das optimale Stethoskop für Routineuntersuchungen und die Blutdruckmessung, denn das extraflache Bruststück lässt sich leicht unter der Manschette positionieren. Das Stethoskop wird den Grundansprüchen zu einem günstigen Preis gerecht, wobei die hochwertigen Komponenten der Erkaphon Serie für eine ausgezeichnete Auskultation garantieren.

BENUTZERGRUPPEN:

Rettungsanitäter, Assistenzarzt, Anästhesieschwester/-pfleger, Krankenschwester/-pfleger, Krankenpflegeschüler

- 1_ Die vorgespannte ERKA. Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung.
- 2_ Das Bruststück aus Aluminium ist einfach und schnell zu reinigen.
- 3_ Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform.
- 4_ Die soften Ohr Oliven passen sich dem Gehörgang ideal an und minimieren somit den Einfluss externer Störgeräusche.
- 5_ Die standardmäßig um 15° geneigten Ohrbügel können individuell an die Gehörgangcharakteristik des Benutzers angepasst werden.

77

ERSATZTEILE



OLIVEN

OHROLIVE SOFT
000.45004

SCHUTZRINGE

KÄLTESCHUTZRING ADULT
000.53141