

Essential THERMOREGULATING



sensitive skin

Sanft: Dank 14% Baumwoll-Anteil und weichem Trikotbund auch für sensible Beine geeignet



thermoregulating


Kühlend: Verdunstung der in der Baumwolle gespeicherten Feuchtigkeit, was zu einem kühlenden Effekt führt

Wärmend: Die Luft in den Zwischenräumen des Gestricks und den Fasern bildet bei kalten Temperaturen eine isolierende Schicht



opaque

Attraktiv: Blickdicht, kaschiert venöse Problemzonen perfekt



Produktcode ETH		A-D Wadenstrumpf		A-G Schenkelstrumpf			A-T Strumpfhose	A-T Maternity
		Trikotbund ²	Hafrand	Trikotbund	Hafrand	Hüftbefestigung	Trikotbund ³	Trikotbund
CCL	1	●		●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●
	3	●			●	●	●	
Fuss		●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●
Hafrand	Sensinova Hafrand				● CCL 1/2			
	Quadrinova Noppenhafrand		●		●			
Farbe	● black	●	●	●	●		●	●
	● nature	●	●	●	●	●	●	●


¹ CCL 2 mit geschlossener Fussspitze auch als Maxifuss in black oder nature erhältlich, ohne XXS und XXS Plus

² CCL 2 mit offener und geschlossener Fussspitze auch als Kurzlänge in black oder nature erhältlich


³ CCL 2 und 3 mit offener und geschlossener Fussspitze auch als Kurzlänge in nature erhältlich



		Umfangmass cm											
		XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT		60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH		75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	ohne Haftrand	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	mit Haftrand	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF		38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE		29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD		23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC		25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
CB₁		22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY		27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32



Länge cm					
short*	31 - 34	short	56 - 64	short**	56 - 64
normal	35 - 40	normal	65 - 74	normal	65 - 74
long	41 - 45	long	75 - 84	long	75 - 84



* Länge short nur bei Essential THERMOREGULATING A-D mit Trikotbund der CCL 2, in den Farben black und nature, kein Maxifuss erhältlich bei A-D Länge short

** Länge short nur bei Essential THERMOREGULATING A-T mit Trikotbund der CCL 2 und 3, in der Farbe nature

A-D = Wadenstrumpf; **A-G** = Schenkelstrumpf; **A-T** = Strumpfhose;
A-T Maternity = für Schwangere und Übergrössen: Umfangmass cH und cT entfallen durch ein Spezial-Hosenteil, das sich anpasst

Schweiz • SIGVARIS AG • Gröblistrasse 8 • 9014 St. Gallen • Freecall Tel. 0800 55 29 33 • Freecall Fax 0800 55 28 65 • <https://businessportal-ch.sigvaris.com> • sales@sigvaris.com

Deutschland • SIGVARIS GmbH • Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35 • 87700 Memmingen • Freecall Tel. 0800 744 82 747 • Freecall Fax 0800 426 96 64 • <https://businessportal-de.sigvaris.com> • orders.de@sigvaris.com

Österreich • SIGVARIS, medizinische Kompressionsstrümpfe Gesellschaft m.b.H. • Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5 • 1130 Wien • Tel. +43 1 877 69 12 • Fax +43 1 877 69 15 • <https://businessportal-at.sigvaris.com> • sigvaris.wien@sigvaris.com

www.sigvaris.group

