

EUROCHAIR XXL 1.760

HMV-Nr. 18.50.02.3027



Zugelassenes Benutzergewicht
bis 200 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19



MEYRA®



Besonders belastbar



Fußbrett



Erhöhte Stabilität



Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar

Sitzbreiten für schwere Benutzer

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Durch die Versorgung aus der Serie können Sonderanfertigungen für große und schwere Nutzer vermieden werden
- Als Vollausstattungsstuhl für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch ist dieses Modell vielseitig einsetz- und individuell anpassbar
- Der gezielte Einsatz starrer Rahmenverbindungs-Elemente gibt dem Faltrollstuhl die für diesen Einsatzzweck benötigte Festigkeit
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Erleichtertes Fahren durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk. Ein ergonomisch günstiger Greifwinkel entlastet die Schultergelenke
- Verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte, leichtere Fortbewegung, größere Wendigkeit
- Durch Zurüstung von einer querliegenden Schiebestange und/oder einem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition

EINSATZBEREICH

- Besonders geeignet für schwere Personen
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten